

如今，一种产品
既可满足用户所有
需求！



- 将金刚砂悬浮液和冷却润滑剂合二为一的新产品；
- 使用方便性优于其它任何金刚石产品；
- 可提高材料微观结构分析试样制备的成本效益。

DiaDuo简化了用金刚石进行材料微观结构分析试样制备的过程。该产品由金刚砂悬浮液和适量的冷却润滑剂混合而成，使用时可以自动保证金刚砂的合适用量。

DiaDuo使用经济性佳，确保成本高昂的金刚砂绝不会发生过量添加现象

司特尔公司以多年实践经验为基础，对金刚砂和润滑剂的配比进行了慎重的选择，您在使用**DiaDuo**时，绝不会使成本高昂的金刚砂发生过量添加现象，而该现象在使用金刚石研磨膏、金刚石喷雾剂或手动添加悬浮液时很容易出现。

DiaDuo计量方便

金刚砂和润滑剂已集成于同一产品之中，在将其用于冷却和润滑时计量更加方便。

按照实际润滑需要适量添加**DiaDuo**。在使用**DiaDuo**时，您只需遵循如下这条经验法则：所添加的**DiaDuo**应使抛光布刚好达到适当的润滑程度。不论是在制备开始前还是在制备过程中，这一条原则都适用。

即使是人工试样制备，**DiaDuo**也能保证较高的再现性

由于用户不必再为金刚砂与润滑剂之间的用量关系费心，因此很容易得到具有较高再现性的制备结果 $3/4$ 即使是手工添加**DiaDuo**也不例外。



DiaDuo, 一种产品满足用户所有需求



可使用多种配料计量系统

司特尔公司提供多种配料计量系统, 如果用户倾向于手工添加DiaDuo, 则可直接使用带插入式喷嘴的DiaDuo容器, 或者选用一个人工配料器。

DiaDuo可以提高系统的自动化程度

使用一个简单的配料计量系统后, 研磨与抛光系统的自动化程度会得到提高, 在试样制备过程中您不必再为配料计量费心, 可以有更多的时间去从事其它任务。司特尔为您提供用于LaboSystem的单件配料计量器以及可用于所有设备的TriPlus配料计量系统, 后者含有三套高度可调的配料计量器。

优异的冷却与润滑性能

作为一种具有独特优势的一体化产品, DiaDuo拥有优异的冷却与润滑性能, 可以确保获得高质量的制备效果。此外, DiaDuo所具有的高稳定性也使其成为一种十分适合配料计量系统应用的产品。

可再贴标签

DiaDuo配有可再贴标签, 可以将这些标签粘贴在配送器和配料计量器上。

DiaDuo产品说明

由优质金刚砂和冷却润滑剂组成的金刚砂悬浮液。适用于材料微观结构分析制备中的各种精磨与抛光。DiaDuo中还含有酒精成份。



粒度	容积	代码
15 微米	500 毫升	40600261 PALFI
9 微米	500 毫升	40600260 PALNI
6 微米	500 毫升	40600259 PALEX
3 微米	500 毫升	40600258 PALTE
1 微米	500 毫升	40600257 PALNO
15 微米	5 升	40600266 PLUFI
9 微米	5 升	40600265 PLUNI
6 微米	5 升	40600264 PLUEX
3 微米	5 升	40600263 PLUTE
1 微米	5 升	40600262 PLUON

配送器和配料计量器

规格	代码
用于LaboSystem的单件配料计量器	05216908DRILU
由三套装置组成的TriPlus配料计量系统	05216907TRILE
带500毫升悬浮液瓶的配料计量枪	4070003DOSIL
压挤瓶, 250毫升	40700032DOSES

配送器和配料计量器均应用清水清洗, 不得使用酒精。



本着持续改进产品的宗旨, 司特尔进行产品改进时保留不另行通知的权利。



司特尔(上海)国际贸易有限公司
上海市南京西路580号南证大厦
2705室, 200041
电话 +86 (21) 5228 8811
传真 +86 (21) 5228 8821
struers.cn@struers.dk

Struers A/S

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk

CHINA

Struers (Shanghai) Ltd.
Room 2705, Nanzheng Bldg.
580 Nanjing Road (W)
CN - Shanghai 200041
Phone +86 (21) 5228 8811
Fax +86 (21) 5228 8821
struers.cn@struers.dk

FRANCE

Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

DEUTSCHLAND

Struers GmbH
Karl-Arnold-Strasse 13 B
D-47877 Willich
Telefon +49(02154) 486-0
Telefax +49(02154) 486-222
verkauf.struers@struers.de

THE NETHERLANDS

Struers GmbH Nederland
Electraweg 5
NL-3144 CB Maassluis
Tel. +31 (0) 10 599 72 09
Fax +31 (0) 10 599 72 01
glen.van.vugt@struers.de

ÖSTERREICH

Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Ginzkeyplatz 10
A-5020 Salzburg
Telefon +43 662 625 711
Telefax +43 662 625 711 78
stefan.lintschinger@struers.de

BELGIQUE

Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

SCHWEIZ

Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnstrasse 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 17 77 63 07
Telefax +41 17 77 63 09
rudolf.weber@struers.de

UNITED KINGDOM

Struers Ltd.
Erskine Ferry Road,
Old Kilpatrick
Glasgow, G60 5EU
Phone +44 1389 877 222
Fax +44 1389 877 600
info@struers.co.uk

CZECH REPUBLIC

Struers GmbH
Ocelářská 799
CZ-190 00 Praha 9
Tel. +420 2 84 818 227
Fax +420 2 660 32 278
david.cernicky@struers.de

USA and CANADA

Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com

POLAND

Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Lirowa 27
PL-02-387 Warszawa
Tel. +48 22 824 52 80
Fax +48 22 882 06 43
grzegorz.uszynski@struers.de

JAPAN

Marumoto Struers K.K.
Takara 3rd Building
18-6, Higashi Ueno 1-chome
Taito-ku, Tokyo 110-0015,
Phone +81 3 5688 2914
Phone +81 3 5688 2927
struers@struers.co.jp

HUNGARY

Struers GmbH
Magyarországi fióktelep
Puskás Tivadar u. 4
H-2040 Budaörs
Phone +36 (23) 428-742
Fax +36 (23) 428-741
zoltan.kiss@struers.de

SINGAPORE

Struers A/S
10 Eunos Road 8,
#12-06 North Lobby
Singapore Post Centre
Singapore 408600
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

www.struers.com