

La combinaison parfaite pour des résultats plus rapides

- Suspension deux-en-une
- Peut réduire le temps de préparation de 30%
- Facile à utiliser et à nettoyer




Temps de préparation plus court et résultats exceptionnels

DiaPro est notre ligne exceptionnelle de suspensions diamantées pour une préparation métallographique des échantillons plus rapide, plus facile et à moindre coût.



Développée et optimisée pour vous offrir une performance maximale


Nos nombreux tests ont montré que la composition du support de polissage, telle que le type de textile, avait une influence considérable sur l'efficacité des suspensions diamantées utilisées. Chacune des suspensions DiaPro a été développée et optimisée pour offrir une performance maximale lorsqu'elle est utilisée avec les disques de prépolissage ou les draps de polissage Struers spécialement conçus. Utilisés ensemble, les suspensions DiaPro et les supports Struers sont la solution la plus rapide et la plus efficace qui vous permettra d'obtenir des résultats reproductibles et fiables – à chaque fois.



Les suspensions DiaPro ont été développées et optimisées pour différents types de support



Enlèvement de matière



Réduisez votre temps de préparation de 30%

La formule unique des suspensions DiaPro garantit un taux d'enlèvement de matière élevé. Nos tests montrent que DiaPro permet de réduire le temps de préparation de 20 à 60% comparé aux produits diamantés traditionnels, selon le support et la méthode de polissage utilisés.


Le taux d'enlèvement de matière plus élevé signifie pour vous une préparation plus rapide de vos échantillons, à moindre effort. Vous économiserez du temps et des consommables, et rentabiliserez votre préparation d'échantillons – sans faire de compromis sur la qualité.

7 raisons de choisir DiaPro


- Taux d'enlèvement de matière plus élevé = Temps de préparation plus court
- Des résultats fiables, reproductibles
- Deux-en-une
- Pas de temps d'apprêtage des supports
- Nettoyage facile
- A base d'eau, non-toxique
- Développée, produite et testée par Struers

Temps d'apprêtage


Lors de l'utilisation des produits diamantés traditionnels, les draps nécessitent de 5 à 15 min. de temps d'apprêtage, mais avec les suspensions DiaPro, le temps d'apprêtage des draps est pratiquement éliminé.



Draps Struers




Draps concurrents



Une préparation d'échantillons plus facile et plus efficace

DiaPro est une suspension deux-en-une facile à utiliser, car le dosage optimal entre diamants de haute performance et lubrifiants a été soigneusement élaboré et combiné en un seul et même produit. Vous n'aurez plus à vous préoccuper des bonnes doses à appliquer ni craindre le surdosage. Basé sur le travail de recherche intensif de Struers, le dosage optimal de diamants et de lubrifiant a déjà été calculé pour vous. Il vous suffira d'appliquer DiaPro pour obtenir le niveau de lubrification correct.

Le taux d'enlèvement de matière élevé implique plus de déchets de prépolissage et polissage. La composition spéciale des suspensions DiaPro facilite le nettoyage des échantillons, du support et de la machine.



*Echantillon de 30 mm de diam.

SPÉCIFICATIONS**No. de cat.****DiaPro**

DiaPro sont des suspensions diamantées uniques pour une préparation métallographique des échantillons plus rapide, plus facile et à moindre coût. Chacune des suspensions DiaPro a été développée et optimisée pour une utilisation sur des supports de prépolissage ou de polissage spécifiques.

DiaPro Pan 15 µm

Pour le polissage grossier sur MD-Pan et DP-Pan

500 ml

40600375

5 l

40600376

DiaPro Allegro/Largo 9 µm

Pour le prépolissage fin sur MD-Allegro et MD-Largo

500 ml

40600369

5 l

40600370

DiaPro Plan 9 µm

Pour le polissage fin sur MD-Plan et DP-Plan

500 ml

40600385

5 l

40600386

DiaPro Sat 6 µm

Pour le polissage sur MD-Sat et DP-Sat

500 ml

40600377

5 l

40600378

DiaPro Largo 3 µm

Pour le polissage sur MD-Largo

500 ml

40600391

5 l

40600392

DiaPro Mol B 3 µm

Pour le polissage des matériaux durs (>150 HV) sur MD-Mol et DP-Mol

500 ml

40600379

5 l

40600380

DiaPro Mol R 3 µm

Pour le polissage des matériaux tendres (<150 HV) sur MD-Mol et DP-Mol

500 ml

40600393

5 l

40600394

DiaPro Dur 3 µm

Pour le polissage sur MD-Dur et DP-Dur

500 ml

40600395

5 l

40600396

DiaPro Dac 3 µm

Pour le polissage sur MD-Dac et DP-Dac

500 ml

40600371

5 l

40600372

DiaPro Plus 3 µm

Pour le polissage sur MD-Plus et DP-Plus

500 ml

40600387

5 l

40600388

DiaPro Floc 3 µm

Pour le polissage sur MD-Floc et DP-Floc

500 ml

40600389

5 l

40600390

DiaPro Dur 1 µm

Pour le polissage sur MD-Dur et DP-Dur

500 ml

40600381

5 l

40600382

DiaPro Nap B 1 µm

Pour le polissage sur des matériaux durs (>150 HV) sur MD-Nap et DP-Nap

500 ml

40600373

5 l

40600374

DiaPro Nap R 1 µm

Pour le polissage des matériaux tendres (<150 HV) sur MD-Nap et DP-Nap

500 ml

40600397

5 l

40600398

DiaPro Nap ¼ µm

Pour le polissage sur MD-Nap et DP-Nap

500 ml

40600383

5 l

40600384

Doseurs

Pour le dosage manuel

Pistolet de dosage de 500 ml

40700031

Bouteille souple de 250 ml

40700032

Pour toutes informations complémentaires sur nos systèmes de dosage automatiques, veuillez requérir nos brochures spécifiques.

Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements.

Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable.

Nous avons pris en compte l'environnement de travail

Les suspensions DiaPro sont purement à base d'eau et ne contiennent pas de solvants. Elles sont classées comme produit non-toxique et votre choix de ce produit marquera votre contribution en matière de protection de l'environnement. Ces produits sont extrêmement stables et ne forment pas de dépôt, ce qui est la garantie d'une qualité et d'une reproductibilité élevées.



La suspension DiaPro est disponible en bouteille de 500 ml et 5 l.

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark

Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road,
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SPAIN
Struers España
Camino Cerro de los Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de Alarcón
CP 28224 Madrid
Teléfono +34 917 901 204
Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

FINLAND
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Box 20038
161 02 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIUM (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
Struers GmbH Organiza ní složka
v deokotechnický park
P ílepská 1920,
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de
slovakia@struers.de

GERMANY
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D- 47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 486-0
Fax +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

HUNGARY
Struers GmbH
Magyarország Fióktelep
Tatai ut 53
2821 Gyermely
Phone +36 (34) 880546
Fax +36 (34) 880547
hungary@struers.de

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takanawa Muse Bldg. 1F
3-14-13 Higashi-Gotanda,
Shinagawa
Tokyo
141-0022 Japan
Phone +81 3 5488 6207
Fax +81 3 5488 6237
struers@struers.co.jp

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

NORWAY
Struers ApS, Norge
Sjøskogenveien 44C
1407 Vinterbro
Telefon +47 970 94 285
info@struers.no

AUSTRIA
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH, Sucursala Bucuresti
Str. Preciziei nr. 6R
062203 sector 6, Bucuresti
Phone +40 (31) 101 9548
Fax +40 (31) 101 9549
romania@struers.de

SWITZERLAND
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstraße 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

Ensuring Certainty

Avec ses filiales dans 24 pays, et ses nombreuses succursales, Struers est représentée dans plus de 50 pays et conforte ainsi sa place de leader mondial comme fournisseur de solutions matériellographiques. Nous nous sommes engagés à garantir à nos clients l'assurance de la qualité, lors de toutes les étapes de préparation nécessaires à leurs essais matériellographiques et essais de dureté – n'importe où dans le monde. Struers offre une gamme complète d'équipements, de consommables, de services et programmes de formation – basés sur des connaissances et compétences approfondies, une grande expertise en application ainsi qu'une organisation SAV internationale certifiée.

Pour en savoir davantage

Veillez contacter votre représentant Struers dès aujourd'hui ou rendez-vous sur notre site www.struers.com



e-Shop
Achetez vos
consommables dans
notre e-shop!
e-shop.struers.com