



潤滑剤を含んだ一体型ダイヤモンド懸濁液

ダイヤデュオ-2は、材料微細構造試料作製時の精研・琢磨処理用のダイヤモンド砥粒と潤滑剤を含んだ一体型の汎用懸濁液です。

ダイヤデュオ-2は既に一定の割合でダイヤモンド砥粒と潤滑剤が含まれているため、試料作製時にダイヤモンド砥粒を滴下し過ぎることがありません。

ダイヤデュオ-2は、チューブポンプ（ぜん動ポンプ）付き自動供給システムにも使用できます。

ダイヤモンド懸濁液と冷却潤滑剤が1つに

試料作製後の簡単な洗浄

溶剤不使用

粒度で色分け

日常の試料作製に適した
単結晶ダイヤモンド含有懸濁液



使いやすい懸濁液

ダイヤモンド-2は、試料作成後、簡単に洗浄できるよう配合されています。ダイヤモンド-2は一般的な材料を作製する場合や、材料微細構造検査用試料作製の経験の浅い方にも適したオールラウンドタイプのダイヤモンド懸濁液です。

水性の懸濁液

ダイヤモンド-2は水性で溶剤は含まれていません。ダイヤモンド-2の成分は無害なため、ラベル表示義務も適用されません。環境に優しい懸濁液です。

粒度で色分け

ダイヤモンド-2は、ダイヤモンドの粒度を簡単に識別できるように色分けされています。そのため間違った粒度を使用する心配はありません。

単結晶ダイヤモンドを含有

ダイヤモンド-2に含まれている単結晶ダイヤモンドは、比較的同じ材料を試料作製する方の最初に選択する消耗品として適しています。ダイヤモンドと潤滑剤の割合が常に一定に保たれるため、手動のディスペンサを使用した場合でも、結果の再現性が保証されます。



仕様

砥粒サイズ	内容量	コード
1 μm	500 ml	40600036
	5 L	40600041
3 μm	500 ml	40600037
	5 L	40600042
6 μm	500 ml	40600038
	5 L	40600043
9 μm	500 ml	40600039
	5 L	40600044
15 μm	500 ml	40600040
	5 L	40600045
手動ディスペンサ	容量	コード
供給ガン	500 ml	40700031
スクイーズボトル	250 ml	40700032



ストルアス社の製品は常に改良を行っています。そのため、製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

 **Struers**
Ensuring Certainty

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup,
Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

株式会社ストルアス

- **本社** 〒 141-0022
東京都品川区東五反田三丁目 14 番 13 号
高輪ミュージビル1F
営業案内
TEL 03 (5488)6207
FAX 03 (5793)1081
技術サービス
TEL 03 (5488)6236
FAX 03 (5793)1081
- **大阪営業所** 〒 550-0014
大阪市西区北堀江一丁目 6 番 5 号
大輪ビル 8F
TEL 06 (6532)2661
FAX 06 (6532)1977
- **名古屋営業所** 〒 464-0850
名古屋市千種区今池四丁目 4 番 1 号
玉置ビル 1F
TEL 052 (732)1862
FAX 052 (732)2392

弊社では、このたびお客様の製品の技術的なご質問のためにホットラインを開設いたしました。製品の不具合、技術相談等のお問い合わせは、下記のフリーダイヤルをご利用ください。

お客様窓口 ホットラインサービス

救護は— クイック
Free Dial **0120-950-919**

[受付時間] 9:00 ~ 17:00 (平日のみ)