

		AbraPol-30
	目录编号	06306129, 06306146, 06306229, 06306246
盘	直径	300 mm (12") 或 350 mm (14")
	速度	40 - 600 rpm, 可调节, 步长为 10 rpm
	旋转方向	逆时针
	电机功率	-
	- 持续 (S1) 持续 (S1)	2.2 kW (2.9 Hp)
	- 最大 (S3) 最大 (S3)	N/A
	试样移动器头	单个试样
- 力		-
- 试样高度		-
试样夹具座		-
- 直径		最大 200 mm
- 力		50 - 700 N (10 - 150 lbf)
旋转速度		50 - 300 rpm, 可调节, 步长为 10 rpm
旋转方向		顺时针/逆时针
电机功率		0.55 kW (0.75 Hp)
扭矩		19 Nm
定位		35 - 100 mm
特性		材料去除传感器(内置)
选项	自动加液, 最多 6 个泵	06306901 DP-Module, 06306902 OP-Module
	切换阀	(06306903 - 改装版本)
	循环冷却系统	06296929, 06296946, 06296954
	信号灯	06296900
软件和电子元器件	控制	触摸屏, 旋钮/按钮
	显示	LCD, 5.7" TFT 彩屏, 320 x 240 像素, 带 LED 背光
安全标准		见符合标准声明
操作环境	环境温度	5-40°C (41-104°F)
	湿度	< 85 % 相对湿度, 无冷凝

AbraPol-30		
电源	电压/频率	3 x 200 - 240 (50-60Hz), 3 x 380 - 480 (50-60Hz)
	电源输入	3 相 (3L + PE)
	额定载荷下的功率	3 kW
	空载功率	N/A
	电流, 额定载荷	8.7 A, 4.8 A
	最大电流	20 A, 11.1 A
供水	自来水压力	1 - 4 bar (14.5-58 psi)
	最小水流	10 l/min
供气	压缩空气压力	6 - 9.9 bar (87-145 psi)
	气流/消耗	30 l/min (8 gpm)
	空气质量	根据 ISO 8573-1 规定, 供应的空气等级必须为 6.8.4. 级或更优
排气	推荐容量	50 m ³ /h (1750 ft ³ /h)
安全电路分类/性能级别	紧急停止	PL c, 类别 1 停止类别 0
	工作区域连锁	PL b, 类别 B 停止类别 0
	工作区域连锁锁定	PL a
残余电流断路器 (RCCB)		类型 B, 推荐用 30 mA(或更好的)。
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 61.2 dB(A)(测量值)。不确定性 K = 4 dB
振动水平	声明的振动发射值	机身上半部分的总体振动不得超过 2.5 m/s ² 。
尺寸和重量 (不含外罩)	宽度	N/A
	深度	N/A
	高度	N/A
	重量	N/A
尺寸和重量 (含外罩/防护罩)	宽度	847 mm
	深度	996 mm
	高度 - 外罩闭合/外罩打开	1565 (1875) mm
	重量	390 kg