

Accutom-10		
高级功能	X 工作台, 自动	否
	X 支架, 手动	否
	旋转台	否
安全电路分类/性能级别	防护装置式安全开关系统	PL d, 类别 3 停止类别 0
	防护装置锁	PL b, 类别 3 停止类别 0
	“按住运行”功能	PL d, 类别 3 停止类别 0
	紧急停止	PL c, 类别 1 停止类别 0
	液体系统意外启动	PL b, 类别 3
	速度监控 - 切割轮/杯形砂轮控制台移动	PL d, 类别 3 停止类别 0
	切割轮/杯形砂轮转速监控	PL d, 类别 3
残余电流断路器 (RCCB)		N/A
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 67 dB(A)(测量值) .不确定性 K =4 dB
振动水平	声明的振动发射值	不适用
尺寸和重量	宽度	64.6 cm (25.4")
	深度, 含插头	78 cm (30.7"), 带插头
	高度, 防护装置关闭	44 cm (17.3"), 防护装置关闭
	高度, 防护装置打开	91 cm (35.8"), 防护装置打开
	重量	68 kg (150 lbs)