

		MoviPol-5
抛光	抛光功率	最大 180 W (60 V/ 3 A)
	抛光面积	直径: 大约 9 mm (0.35")
安全标准		见符合标准声明
操作环境	环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
	湿度	< 95% RH, 无冷凝
存放和运输条件	环境温度	0 - 60°C (32 - 140°F)
电源	电压 - 至蓄电池充电器	100-240 V AC, 50-60 Hz, 最大 1.2 A
	电压 - 自蓄电池充电器	最大 25.5 V DC/2A
	功耗	恒定: 5 W
		间歇的: 180 W
		最高: 180 W
	内部电路保险丝	15 AT, 6.3 x 32 mm (0.25" x 1.26")
	嵌入式热过载保护	70°C (158°F)
	电流, 最大载荷	N/A
最大载荷电流	N/A	
安全电路分类/性能级别	紧急停止	N/A
残余电流断路器 (RCCB)		推荐用 A 类, 30 mA( 或更好)。
供水	自来水压力	N/A
	进水口	N/A
	出水口	N/A
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 59 dB(A)( 测量值)。不确定性 K = 4 dB。 所作的测量符合 EN ISO 11202
振动水平	声明的振动发射值	N/A
尺寸和重量	宽度	34 cm (13.4")
	深度	21 cm (8.4")
	高度	26 cm (10.1")
	长度 - 软电缆	100 cm (40.6")
	重量 - 抛光枪	150 g (0.33 lbs)
	重量 - 包括电池组和空电解液盒	8.5 kg (18.7 lbs)
	重量 - 空电解液盒	0.98 kg (2 lbs)
	最大容量 - 电解液盒	550 ml (21.9 oz)