

		PSM-5 / PSM-10
显微镜	放大倍数 - 标准	100x
	最大 - PSM-5	400x
	最大 - PSM-10	600x
	目镜	WF 10x( 直径 : 23.2 mm)
	目标 - 标准	10x
	目标 - 配件	20x、40x、60x( 仅限 PSM-10)
	底座直径 - PSM-5 底座直径 - PSM-10	64 mm 70 mm
灯	LED 灯 (Gx)	6 V/- W
	电池	3 V CR2025( 2 件)
选项	PSM-5	目标。测量目镜平板千分尺。
	PSM-10	目标。磁性十字工作台测量目镜 平板千分尺。三脚架底座。圆形底座。数码相机。
操作环境	环境温度	5-40°C (41-104°F)
	湿度	35-85% RH, 不凝结
存放和运输条件	环境温度	0-55°C (32-131°F)
	湿度	0-95% RH, 无冷凝
安全标准 安全标准		N/A
REACH		有关 REACH 的信息, 请联系当地的 Struers 办事处。
尺寸和重量 - 显微镜 PSM-5	宽度	6.4 cm (2.5")
	深度	11.8 cm (4.6")
	高度, 含目镜	最大 24.8 cm (9.8")
	重量 - 不含物镜	530 g (1.17 lbs)
	重量 - 含 10 倍物镜	620 g (1.37 lbs)
尺寸和重量 - 显微镜 PSM-10	宽度	11.5 cm (4.5")
	深度	7 cm (2.8")
	高度, 含目镜	最大 23 cm (9.1")
	重量 - 不含物镜	1180 g (2.60 lbs)
	重量 - 含 10 倍物镜	1270 g (2.80 lbs)
尺寸和重量 - 显微镜盒	PSM-5 尺寸( 长/高/宽)	29 cm/13.5 cm/20 cm(11.4"/5.3"/7.9")
	PSM-10 尺寸( 长/深/宽)	33.5 cm/20.5 cm/25 cm(13.2"/8.1"/9.8")
	重量, 含 PSM-5	1.92 kg (4.23 lbs)
	重量, 含 PSM-10	3.23 kg (7.12 lbs)