

		TransPol-5
抛光	抛光马达	200 W
	速度, 电机	0-20000 rpm
	减速齿轮速度	0-5000 rpm
	抛光橡胶盘	直径: 30 mm (1.2")
电池	电压	25.2 V
	容量	3.9 Ah (98Wh)
安全标准		见符合标准声明
电池组操作环境	环境温度	0 - 45°C (32 - 113°F)
	湿度	< 85% RH, 无冷凝
存放和运输条件	环境温度	-20 - 55°C (-4 - 131°F)
	湿度	< 95% RH, 无冷凝
存放和运输条件 - 电池组	环境温度	-20 - 55°C (-4 - 131°F)
	湿度	< 95% RH, 无冷凝
电源	电压 - 至蓄电池充电器	1x100-240 V AC, 50-60 Hz, 最大 1.6 A
	电压 - 自蓄电池充电器	最大 29.4 V DC/2.5A (74W)
	TransPol-5 内部电路保险丝	15 AT, 6.3 x 32 mm (0.25" x 1.26")
	电流, 最大载荷	N/A
	最大载荷电流	N/A
安全电路分类/性能级别	紧急停止	N/A
残余电流断路器 (RCCB)		推荐用 A 类, 30 mA(或更好)。
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 61.4 dB(A)(测量值)。不确定性 K = 4 dB。 所作的测量符合 EN ISO 11202
振动水平	声明的振动发射值	手部接触的总振动为 10.5 m/s ² 所作的测量符合 EN ISO 20643
尺寸和重量	宽度	357 cm (14")
	深度	269 cm (10.6")
	高度	20.3 cm (8")
	长度 - 软电缆	3 m (9.8 feet)
	重量 - 手持电机 + 齿轮手柄	350 g (0.77 lbs)
	重量 - 包括电池组和附件	6.8 kg (15 lbs)
	重量 - 电池	0.98 kg (2.2 lbs)