

		LaboPol-30
<b>Pripremni diskovi</b>	Promjer	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	Rotacijska brzina	50-500 o/min., promjenjiva
	Vrtnja	600 o/min.
	Vrtnja (sa LaboForce-100)	150/600 o/min.
	Smjer rotacije	Suprotno od kazaljke na satu
	Snaga motora, kontinuirano, S1	750 W (1 ks)
	Zakretni moment (na 300 o/min.)	>24 Nm(Njutn metar)
<b>Sigurnosni standardi</b>		Pogledajte Izjavu o sukladnosti
<b>Radno okruženje</b>	Okolna temperatura	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Vlažnost	< 85% RV bez kondenziranja
<b>Uvjeti pohrane i prijevoza</b>	Okolna temperatura	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
<b>Napajanje strujom</b>	Napon/frekvencija	200-240 V/50-60 Hz
	Ulaz za napajanje	1-fazna (N+L1+PE) ili 2-fazna (L1+L2+PE) Električna instalacija mora biti u skladu s Kategorijom instalacije II
	Snaga, nazivno opterećenje	1300 W
	Snaga, mirovanje	16 W
	Struja, nazivno opterećenje	5,7 A
	Struja, maksimalno opterećenje	11,2 A
	Struja, najveće opterećenje	5,5 A
<b>Kategorije sigurnosnog kruga/Razina izvedbe</b>	Zaustavljanje u nuždi	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
<b>Prekidač za diferencijalnu struju (RCCB)</b>		Tip A, Preporučuje se 30 mA (ili bolja inačica)
<b>Opskrba vodom</b>	Tlak, voda sa slavine	1-9,9 bara (14,5-143 psi)
	Ulaz za vodu	Promjer: ½" ili ¾"
	Odvod vode	Promjer: 40 mm (1½")
<b>Razina buke</b>	Razina emisije buke na radnim stanicama s ocjenom A	LpA = 65 dB(A) (izmjerena vrijednost). 4 dB
<b>Razina vibracija</b>	Deklarirana emisija vibracija	Ukupna izloženost gornjih dijelova tijela vibracijama ne premašuje 2,5 m/s <sup>2</sup> .

		LaboPol-30
<b>Dimenzije i težina</b>	Širina	51 cm (15,20")
	Dubina	76,5 cm (30,1")
	Visina	25 cm (9,8")
	Težina	33 kg (73 lbs)

Br. dokumenta: 16337750\_B\_hr  
Datum izdanja: 2022.05.01