

		Accutom-10
<b>Kapacitet</b>	Højde x længde	50 x 130 mm (2 x 5,1")
	Skærelængde	40 mm/195 mm (1,6"/7,7") til 25 mm diameter
<b>Skæreskive</b>	Diameter	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Diameter på bor	12,7 mm (0,5")
<b>Slibningskapacitet</b>	Højde x længde	Ikke relevant
<b>Motor</b>	Rotationshastighed	300 - 3000 o/min., justerbar i trin på 50 o/min.
	Fremføringshastighed for skæring	Fremføringshastighed: 0,005 - 3 mm/s, justerbar i trin på 0,005 mm/s
	Positioneringshastighed	Y = 13 mm/s
	Positioneringslængde	Y-retning: 110 mm (præcision 0,1 mm)
<b>Prøveholderarm</b>	X-bevægelse	Ja
	Rotation	Ja
	Oscillation	Ja
	Automatisk rotation af prøveholder (før skæring)	Nej
	Positioneringshastighed	X = 10 mm/s
	Positioneringslængde	X-retning: 60 mm (præcision 0,005 mm)
<b>Software og elektronik</b>	Taster	Folieforplade, Drej/Tryk Knap
	Display	LCD, TFT-farve, 5,7", 320 x 240 dots med LED-baggrundsbelysning
<b>Sikkerhedsstandarder</b>		Se Overensstemmelseserklæring
<b>Driftsmiljø</b>	Omgivende temperatur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Fugtighed	< 85 % RH ikke-kondenserende
<b>Strømforsyning</b>	Spænding/frekvens	200-240 V (50-60 Hz)
	Strømindgang	1-faset (N+L1+PE) eller 2-faset (L1+L2+PE) Den elektriske installation skal overholde "Installationskategori II"
	Strøm S1	1080 W
	Strøm S3	Ikke relevant
	Strøm, tomgang	45 W
	Strøm, maks.	9,1 A
<b>Kølesystem</b>	Indbygget	4,75 l (1¼ gallon), 1,6 l/min (0,4 gallon/min)
<b>Udsugning</b>	Anbefalet kapacitet	30 m³/t (1060 fod³/t)

		Accutom-10
<b>Avancerede funktioner</b>	X-bord, automatisk	Nej
	X-stativ, manuelt	Nej
	Roterende stativ	Nej
<b>Kategorier for sikkerhedskredsløb/ydelsesniveau</b>	Sikkerhedsafbrydersystem til skærm	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Skærmlås	PL b, kategori 3 Stopkategori 0
	Hold-for-kørsel-funktion	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Nødstop	PL c, kategori 1 Stopkategori 0
	Utsigtet start af væskesystem	PL b, kategori 3
	Hastighedsovervågning - bevægelse af skæreskive/kopskiveskonsol	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Rotationshastighed for overvågning af skæreskive/kopskive	PL d, kategori 3
<b>Afbryder til overskydende strøm</b>		Ikke relevant
<b>Lydniveau</b>	A - vægtet lydtryksniveau ved arbejdsstationer	LwA = 67 dB(A) (målt værdi) Usikkerhed K =4 dB
<b>Vibrationsniveau</b>	Erklæret vibrationsemission	Ikke relevant
<b>Dimensioner og vægt</b>	Bredde	64,6 cm (25,4")
	Dybde med stik	78 cm (30,7") med stik
	Højde, skærm lukket	44 cm (17,3"), skærm lukket
	Højde, skærm åben	91 cm (35,8"), skærm åben
	Vægt	68 kg (150 lbs).