

		Accutom-100
Kapacitet	Højde x længde	50 x 130 mm (2 x 5,1")
	Skærelængde	40 mm/195 mm (1,6"/7,7") til 25 mm diameter
Skæreskive	Diameter	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Diameter på bor	12,7 mm (0,5")
Slibningskapacitet	Højde x længde	95 x 95 mm (3,7 x 3,7")
Kopskive	Diameter	100 mm (4") - 150 mm (6") dia.
	Diameter på bor	12,7 mm (0,5")
Motor	Rotationshastighed	300-5000 o/min., justerbar i trin på 50 o/min.
	Fremføringshastighed for skæring	Fremføringshastighed: 0,005 - 3 mm/s, justerbar i trin på 0,005 mm/s
	Fremføringshastighed for slibning	Fremføringshastighed: 0,5 - 7,5 mm/s, justerbar i trin på 0,5 mm/s
	Positioneringshastighed	Y = 13 mm/s
	Positioneringslængde	Y-retning: 110 mm (præcision 0,1 mm)
Prøveholderarm	X-bevægelse	Ja
	Rotation	Ja
	Oscillation	Ja
	Automatisk rotation af prøveholder (før skæring)	Ja
	Positioneringshastighed	X = 10 mm/s. Positioneringsområde X-retning: 60
	Positioneringslængde	X-retning: 60 mm (præcision 0,005 mm)
Software og elektronik	Taster	Folieforplade, Drej/Tryk Knap
	Display	LCD, TFT-farve, 320 x 240 dots med LED-baggrundsbelysning
Sikkerhedsstandarder		CE-mærket i henhold til EU-direktiver
REACH		Kontakt det lokale Struers-kontor for at få oplysninger om REACH.
Driftsmiljø	Omgivende temperatur	5 - 40 °C (41-104 °F)
	Fugtighed	< 85 % RH ikke-kondenserende

		Accutom-100
Strømforsyning	Spænding/frekvens	200-240 V / 50-60 Hz
	Strømindgang	1-faset (N+L1+PE) eller 2-faset (L1+L2+PE) Den elektriske installation skal overholde "Installationskategori II"
	Strøm S1	1080 W
	Strøm S3	Ikke relevant
	Strøm, tomgang	45 W
	Strøm, maks.	9,1 A
	Kølesystem	Indbygget
Udsugning	Anbefalet kapacitet	30 m³/t (1060 fod³/t)
Avancerede funktioner	X-bord, automatisk	Nej
	X-stativ, manuelt	Nej
	Roterende stativ	Nej
Kategorier for sikkerhedskredsløb/ydelsesniveau	Sikkerhedsafbrydersystem til skærm	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Skærmlås	PL b, kategori 3 Stopkategori 0
	Hold-for-kørsel-funktion	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Nødstop	PL c, kategori 1 Stopkategori 0
	Utilsigtet start af væskesystem	PL b, kategori 3
	Hastighedsovervågning - bevægelse af skæreskive/kopskiveskonsol	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Rotationshastighed for overvågning af skæreskive/kopskive	PL d, kategori 3
Afbryder til overskydende strøm		Ikke relevant
Lydniveau	A - vægtet lydtryksniveau ved arbejdsstationer	LwA = 67 dB(A) (målt værdi) Usikkerhed K = 4 dB
Vibrationsniveau	Erklæret vibrationsemission	Ikke relevant
Dimensioner og vægt	Bredde	64,6 cm (25,4")
	Dybde med stik	78 cm (30,7"), med stik
	Højde, skærm lukket	44 cm (17,3"), skærm lukket
	Højde, skærm åben	91 cm (35,8"), skærm åben
	Vægt	68 kg (150 lbs).



TEKNISKE DATA

Accutom-100

Dok. nr.: 16177750_C_da
Udgivelsesdato: 2023.11.01