

		Labotom-5
<b>Capaciteit</b>	Hoogte x Lengte	42 x 120 mm (1,7" x 4,7")
	Diameter	90 mm (3.5")
	Snijlengte	135 mm (5.3")
<b>Doorslijpschijf</b>	Diameter	250 mm (10")
	Diameter van de as	32 mm (1,26")
<b>Motor met doorslijpschijf</b>	Rotatiesnelheid	2910 tpm (50 Hz)/3520 tpm (60 Hz)
	Hoogteverstelling van de doorslijpschijf	-
<b>Snijtafel</b>	Breedte	316 mm (12.4")
	Diepte	225 mm (8.9")
	T-sleuven	T-sleuf met verwisselbare T-sleufplaten, 10 mm (6 st. + 1 st.)
	Voedingssnelheid	Handmatige bediening
<b>Laser</b>		Optie (Laserklasse tot 2M)
<b>Software en elektronica</b>	Bedieningselementen	Knoppenfolie
	Weergave	-
<b>Veiligheidsnormen</b>		Zie de conformiteitsverklaring
<b>Werkomgeving</b>	Omgevingstemperatuur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Vochtigheid	35 - 85 % RH niet-condenserend
<b>Stroomvoorziening 1</b>	Spanning/frequentie	3 x 200 V (50 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 60%	2.2 kW (3 pk)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 pk)
	Stroom, nominale belasting	9.6 A
	Stroom, max.	19.2 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	8.6 A

<b>Labotom-5</b>		
<b>Stroomvoorziening 2</b>	Spanning/frequentie	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 60%	2.2 kW (3 pk)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 pk)
	Stroom, nominale belasting	10.4 A
	Stroom, max.	20.8 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	9.4 A
	<b>Stroomvoorziening 3</b>	Spanning/frequentie
Stroom aansluiting		3L + (N) + PE
Vermogen S3 60%		2.2 kW (3 pk)
Power S3 15 %		3,2 kW (4,3 pk)
Stroom, nominale belasting		8,5 A
Stroom, max.		17 A
Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting		7,5 A
<b>Stroomvoorziening 4</b>		Spanning/frequentie
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 60%	2.2 kW (3 pk)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 pk)
	Stroom, nominale belasting	9.2 A
	Stroom, max.	18.4 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	8.2 A
	<b>Stroomvoorziening 5</b>	Spanning/frequentie
Stroom aansluiting		3L + (N) + PE
Vermogen S3 60%		2.2 kW (3 pk)
Power S3 15 %		3,2 kW (4,3 pk)
Stroom, nominale belasting		5,3 A
Stroom, max.		10.6 A
Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting		4.3 A

<b>Labotom-5</b>		
<b>Stroomvoorziening 6</b>	Spanning/frequentie	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S3 60%	2.2 kW (3 pk)
	Power S3 15 %	3,2 kW (4,3 pk)
	Stroom, nominale belasting	5,7 A
	Stroom, max.	11.4 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	4.7 A
	<b>Stroomvoorziening 7</b>	Spanning/frequentie
Stroom aansluiting		3L + (N) + PE
Vermogen S3 60%		2.2 kW (3 pk)
Power S3 15 %		3,2 kW (4,3 pk)
Stroom, nominale belasting		5.2 A
Stroom, max.		10.4 A
Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting		4.2 A
<b>Koelsysteem</b>		Optie
<b>Uitlaat</b>	Aanbevolen capaciteit	50 m <sup>3</sup> /h (1750 ft <sup>3</sup> /h)
<b>Geavanceerde functies</b>	X-tafel, handmatig	NVT
	X-standaard, handleiding	NVT
	Roterende standaard	NVT
<b>Categorieën veiligheidscircuits/Prestatieniveau</b>	Noodstop	PL c, Categorie 1 Stop categorie 0
	Beveiliging	PL d, categorie 3 Stop categorie 0
	Veiligheidsslot	PL a, categorie B Stop categorie 0
	Onbedoelde start van recirculatievloeistof	PL c, Categorie 1 Stop categorie 0
<b>Aardlekschakelaar</b>		Type A, 30 mA (of beter) is vereist
<b>Geluidsniveau</b>	A-gewogen geluidsemissiedrukkniveau op de werkplekken	LpA = 70.5 dB(A) (gemeten waarde) Onzekerheid K = 4 dB(A) Metingen uitgevoerd volgens EN ISO 11202
<b>Trillingsniveau</b>	Opgegeven trillingsemissie	Totale blootstelling aan trillingen van de bovenste lichaamsdelen is niet hoger dan 2,5 m/s <sup>2</sup> .

		Labotom-5
<b>Afmetingen en gewicht</b>	Breedte (hoofdlichaam)	70 cm (27,6")
	Breedte (met handvat en spoelpistool)	96 cm (37,8")
	Breedte (één tunnel)	Links: 132 cm (52")
	Breedte (twee tunnels)	NVT
	Diepte	76 cm (30")
	Hoogte (bescherming gesloten, handvat inbegrepen)	53 cm (20,8")
	Hoogte(wacht open)	90 cm (35,4")
	Gewicht	75 kg (165 lbs)