

		PSM-5 / PSM-10
Mikroskop	Vergrößerung - Standard	100x
	Max - PSM-5	400x
	Max - PSM-10	600x
	Okular	WF 10x (Durchmesser: 23,2 mm)
	Objektiv - Standard	10x
	Objektive - Zubehör	20x, 40x, 60x (nur PSM-10)
	Basisdurchmesser - PSM-5	64 mm
	Basisdurchmesser - PSM-10	70 mm
Licht	LED-Leuchte (Gx)	6 V/- W
	Akku	3 V CR2025 (2 Stück)
Optionen	PSM-5	Objektive. Messokular. Objektmikrometer.
	PSM-10	Objektive. Magnetischer Kreuztisch. Messokular. Objektmikrometer. Dreibein Stativ. Rundes Stativ. Digitalkamera.
Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	5-40°C (41-104°F)
	Feuchtigkeit	35-85% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Lager-/Transportbedingungen	Umgebungstemperatur	0-55°C (32-131°F)
	Feuchtigkeit	< 0-95% RF, nicht kondensierend
Sicherheitsstandards	Sicherheitsstandards	N. zutr.
REACH		Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung.
Abmessungen und Gewicht -Mikroskop PSM-5	Breite	6,4 cm (2.5")
	Tiefe	11,8 cm (4.6")
	Höhe mit Okular	Max 24,8 cm (9,8")
	Gewicht - ohne Objektiv	530 g (1,17 lbs)
	Gewicht - inkl. 10x Objektiv	620 g/1,37 lbs
Abmessungen und Gewicht -Mikroskop PSM-10	Breite	11,5 cm (4.5 Zoll)
	Tiefe	7 cm (2.8")
	Höhe mit Okular	Maximal 23 cm (9.1")
	Gewicht - ohne Objektiv	1180 g (2,60 lbs)
	Gewicht - inkl. 10x Objektiv	1270 g (2,80 lbs)

		PSM-5 / PSM-10
Abmessungen und Gewicht - Mikroskopkoffer	Größe (L/H/B) für PSM-5	29 cm/13,5 cm/20 cm(11.4"/5.3"/7.9")
	Größe (L/D/B) für PSM-10	33,5 cm/20,5 cm/25 cm(13,2"/8,1"/9,8")
	Gewicht mit PSM-5	1,92 kg (4.23 lbs)
	Gewicht mit PSM-10	3,23 kg (7.12 lbs)

Dok. Nr.: 14287750_A_de
Auslieferungsdatum: 2023-08-23