

|   |                                       | Xmatic Compact ohne Senkrechtförderer  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Kapazität</b>                                    | Einzelproben                          | Nein   |
|   | Probenhalter                          | Durchmesser: 140mm für 250mm MD Scheibe<br>Durchmesser: 160mm für 300mm MD Scheibe |
| <b>Stein mit hoher Drehzahl, Planschleifstation</b> | Durchmesser                           | -  |
|   | Drehzahl                              | -  |
|   | Materialabtrag                        | -  |
|   | Drehrichtung                          | -  |
|   | Umlaufkühlsystem                      | -  |
|   | Motorleistung                         | -  |
|   | Kontinuierlich (s1)                   | -  |
|   | Max. (s3)                             | -  |
| <b>MD Schleif- und Polierstation</b>                | Durchmesser                           | 250 (10 Zoll) mm oder 300 mm (12 Zoll)   |
|   | Drehzahl                              | 50 - 600 U/min (1000 U/min beim Trockenschleudern der Scheibe)                     |
|   | Drehrichtung                          | Im Uhrzeigersinn   |
|   | Motorleistung                         | -  |
|   | Kontinuierlich (s1)                   | 1,5 k W  |
|   | Max. (s3)                             | N. zutr.   |
| <b>Probenbeweger</b>                                | Probenhalter                          | Gilt nur mit RFID-Tag-Haltern  |
|   | Max. Gewicht                          | 4 kg (8,8 lbs) einschl. Proben   |
|   | Max. Probenhöhe                       | 40 mm (1,6 Zoll)   |
|   | Max. Probenüberstand unter dem Halter | 6 mm (0,2 Zoll)  |
|   | Kraft                                 | 50-500 N in Schritten von 10 N   |
|   | Genauigkeit der Andruckkraft          | +/-10 % bis zu 100N, +/-10N bei höheren Werten                                     |
|   | Drehzahl                              | -  |
|   | im Prozess                            | 50 - 300 U/min, variabel in Schritten von 10                                       |
|   | während Trocknung                     | 1200 U/min   |
|   | Drehrichtung                          | Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn  |
|   | Motor                                 | 1,1 kW   |
|   | Drehmoment                            | 7,3 Nm @ 150 U/min   |

|  |  | <b>Xmatic Compact ohne Senkrechtförderer</b>                                       |  |
|--|--|--|--|
| <b>Vertikalförderer</b>                      | Anzahl an Probenhaltern                                | -  |  |
| <b>MD Liftsystem</b>                         | Anzahl an MD Unterlagen                                | 8  |  |
| <b>Reinigungsstation</b>                     | Hochdruckwasser  | 40 bar (580 psi)   |  |
|  | Alkohol und Seife                                      | Ja   |  |
| <b>Eigenschaften</b>                         | Materialabtrag   | 0,05 mm - 6 mm (0,002 - 0,2 Zoll) auf MD Schleif- und Polierstation                |  |
|  | Abrichten von Schleifsteinen mit hoher Abtragsleistung | -  |  |
|  | Abrichten von MD Unterlagen                            | Automatisch (Diamantspitze/Aluminiumoxidstick)                                     |  |
|  | Automatische Dosierung                                 |  | 7 Pumpen für OP oder DP Suspension               |
|  |  |  | 1 Ejektor für Alkohol für Reinigungsstation      |
|  |  |  | 1 Ejektor für Seife für Reinigungsstation        |
|  |  | Automatische Reinigung der Dosierschläuche   |  |
|  | Stein mit hoher Drehzahl, Planschleifstation           | -  |  |
| <b>Optionen</b>                              | Ultraschallreinigung                                   | Ja   |  |
|  | Umlaufkühlsystem für MD-Schleif-/Polierstation         | Ja   |  |
| <b>Software und Elektronik</b>               | Touchscreen  | Kapazitiv  |  |
|  | Display  | LCD, 12,1" (1280 x 800)  |  |
| <b>Sicherheitsnormen/Richtlinien/Gesetze</b> |  | Siehe Konformitätserklärung/Betriebsanleitung.                                     |  |
| <b>REACH</b>                                 |  | Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung. |  |
| <b>Betriebsumgebung</b>                      | Umgebungstemperatur                                    | -  |  |
|  | Während des Betriebs                                   | 5 - 40°C (41 - 104°F)  |  |
|  | Während dem Transport                                  |  | -25°C - 55°C (Transport)                         |
|  |  |  | -25°C - 70°C (max. 24 Stunden während Transport) |
|  | Feuchtigkeit   | 35 - 85 % RF, nicht kondensierend  |  |
|  | Durchfluss   | Min. 10 l/m (2,6 gmp)  |  |
| <b>Wasserversorgung (Leitungswasser)</b>     | Wasserzufluss, Anschluss                               | 3/4"   |  |
|  | Druck  | 2-9,9 bar(29-143 psi)  |  |

**TECHNISCHE DATEN**  
**Xmatic Compact without vertical conveyor**

|                                |                                       | Xmatic Compact ohne Senkrechtförderer |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Wasserabfluss</b>           | Durchmesser                           | 50 mm (1,97 Zoll)                     |
|                                | Auslasshöhe                           | 50 cm (19,7 Zoll) über dem Boden      |
|                                | Max. Abstand zum Abfluss              | 600 cm (20 Zoll)                      |
|                                | Neigung                               | Min. 8 %                              |
| <b>Druckluftversorgung</b>     | Druck                                 | 6-9,9 bar (87-143 psi)                |
|                                | Durchfluss                            | Min. 200 l/m (53 gpm)                 |
|                                | Empfohlene Qualität                   | Klasse-3, nach ISO 8573-1             |
| <b>Stromversorgung</b>         | Spannung/Frequenz                     | 220 V/430 V +/-15 % (50/60Hz)         |
|                                | Netzanschluss                         | 15 A                                  |
|                                | Strom                                 | -                                     |
|                                | - Nennlast                            | 1,5 KW                                |
|                                | - Leerlauf                            | 500 W                                 |
|                                | Strom                                 | -                                     |
|                                | - Nominal Nominal                     | 4 A                                   |
|                                | - Max. Max.                           | 15 A                                  |
|                                | Strom, größte Last Strom, größte Last | 4,6 A                                 |
| <b>Abzug</b>                   | Durchmesser                           | 100 mm (2 Zoll)                       |
|                                | Empfohlene Kapazität                  | 250 m³/h (8830 ft³/h)                 |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b> | Breite                                | 149 cm (586.6")                       |
|                                | Tiefe                                 | 75,0 cm (29,5 Zoll)                   |
|                                | Höhe                                  | 189,0 cm (74,4 Zoll)                  |
|                                | Höhe (mit offener Abdeckung)          | 244,0 cm (96,0 Zoll)                  |
|                                | Gewicht                               | 690 kg (1522 lbs)                     |

| <b>Xmatic Compact ohne Senkrechtförderer</b>                |   |   |
|---|---|---|
| <b>Sicherheitsschaltkreiskategorien / Performance Level</b> | SF-1<br>Not-Aus   | PL c, Kategorie 1<br>Stopp Kategorie 0            |
|   | SF-4<br>Begrenzte Drehzahlfunktion, Probenhalterbeweger   | PL d, Kategorie 3<br>Stopp Kategorie 0            |
|   | SF-5<br>Hauptsicherheitshaube, gefährliche Bewegungen   | PL c, Kategorie 1<br>Stopp Kategorie 0            |
|   | SF-5A<br>Sperrung Hauptsicherheitshaube mit Verriegelung, Wasser und Ethanol  | PL d, Kategorie 3<br>Stopp Kategorie 0            |
|   | SF-6<br>Sperrung Hauptsicherheitshaube mit Verriegelung   | PL a, Kategorie b<br>Stopp Kategorie 0            |
|   | SF-7<br>Türverriegelung des MD-Liftsystems  | PL d, Kategorie 3<br>Stopp Kategorie 0            |
|   | SF-8<br>Türverriegelung des MD-Liftsystems  | PL c, Kategorie 1<br>Stopp Kategorie 0            |
|   | SF-10<br>Verriegelung der Türen der Umlaufkühleinheit, MD Station   | PL b, Kategorie 1<br>Stopp Kategorie 0            |
| <b>Geräuschpegel</b>  | A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen  | LpA = 64,4 dB(A) (Messwert). Unsicherheit K =4 dB |
| <b>Geräuschpegel</b>  | Äquivalenter Ultraschallpegel (äquivalenter Ultraschallpegel)   | Lteq, T=95,2 dB (Messwert). Unsicherheit K =2 dB  |
| <b>Geräuschpegel</b>  | <p>Die angegebenen Zahlen geben die Emissions-Schalldruckpegel wieder und stellen nicht zwangsläufig eine sichere Arbeitsumgebung dar. Es besteht zwar ein Zusammenhang zwischen Emissionspegel und Expositionspegel, dieser stellt jedoch keinen zuverlässigen Hinweis dafür dar, dass weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Zu Faktoren, die den tatsächlichen Expositionspegel von Beschäftigten beeinflussen, gehören Eigenschaften des Arbeitsraums und andere Lärmquellen, d. h. die Anzahl an weiteren Geräten und anderen in der Nähe durchgeführten Verfahren, sowie die Dauer, die ein Bediener Lärm ausgesetzt ist. Außerdem können die zulässigen Höchstwerte von Land zu Land unterschiedlich sein. Mithilfe dieser Angaben kann der Benutzer jedoch ein Risiko und eine mögliche Gefährdung besser beurteilen.</p> |   |
| <b>Vibrationen</b>  | Deklarierte Schwingungsemission   | N. zutr.  |