

Kapazität	Einzelproben	Nein
	Probenhalter	Durchmesser: 140 mm für 250 mm MD Scheibe Durchmesser: 160 mm für 300 mm MD Scheibe
Stein mit hoher Drehzahl, Planschleifstation	Durchmesser	270 mm
	Drehzahl	1450 U/min
	Materialabtrag	0,05 mm - 6 mm, variabel in Schritten von 0,05 mm
	Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn
	Umlaufkühlsystem	Ja
	Motorleistung	
	Kontinuierlich (s1)	2,2 kW
MD Schleif- und Polierstation	Durchmesser	250 mm oder 300 mm
	Drehzahl	50 - 600 U/min (1000 U/min beim Trockenschleudern der Scheibe)
	Drehrichtung	Im Uhrzeigersinn
	Motorleistung	
		Kontinuierlich (s1)
Probenbeweger	Probenhalter	
		Gilt nur mit RFID-Tag-Haltern
	Max. Gewicht	4 kg (8,8 lbs) einschl. Proben
	Max. Probenhöhe	40 mm
	Max. Probenüberstand unter dem Halter	6 mm
	Kraft	50-500 N in Schritten von 10 N
	Genauigkeit der Andruckkraft	+/-10 % bis zu 100N, +/-10N bei höheren Werten
	Drehzahl	
	im Prozess	50 - 300 U/min, variabel in Schritten von 10
	während Trocknung	1200 U/min
	Drehrichtung	Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn
	Motor	1,1 kW
	Drehmoment	7,3 Nm @ 150 U/min
Vertikalförderer	Anzahl an Probenhaltern	8

MD Liftsystem	Anzahl an MD Unterlagen	8
Reinigungsstation	Hochdruckwasser	40 bar
	Alkohol und Seife	Ja
Eigenschaften	Materialabtrag	0,05 mm - 6 mm auf MD Schleif- und Polierstation
	Abrichten von Schleifsteinen mit hoher Abtragsleistung	Automatische Diamantspitze
	Abrichten von MD Unterlagen	Automatisch (Diamantspitze/Aluminiumoxidstick)
	Automatische Dosierung	7 Pumpen für OP oder DP Suspension
		1 Ejektor für Alkohol für Reinigungsstation
		1 Ejektor für Seife für Reinigungsstation
	Automatische Reinigung der Dosierschläuche	
	Stein mit hoher Drehzahl, Planschleifstation	Ja
Optionen	Ultraschallreinigung	Ja
	Umlaufkühlsystem für MD-Schleif-/Polierstation	Ja
Software und Elektronik	Touchscreen	Kapazitiv
	Display	LCD, 12,1" (1280 x 800)
Sicherheitsnormen/Richtlinien/Gesetze	Siehe Konformitätserklärung/Bedienungsanleitung Siehe Konformitätserklärung/Bedienungsanleitung.	
REACH	Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung.	
Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	
	Während des Betriebs	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Während dem Transport	-25°C - 55°C (Transport) -25°C - 70°C (max. 24 Stunden während Transport)
	Feuchtigkeit	35 - 85 % RF, nicht kondensierend
Wasserversorgung (Leitungswasser)	Durchfluss	Min. 10 l/m (2,6 gmp)
	Wasserzufluss, Anschluss	3/4"
	Druck	2-9,9 bar(29-143 psi)
Wasserabfluss	Durchmesser	50 mm (1,97 Zoll)
	Auslasshöhe	50 cm (19,7 Zoll) über dem Boden
	Max. Abstand zum Abfluss	600 cm
	Neigung	Min. 8 %

Druckluftversorgung	Druck	6-9,9 bar (87-143 psi)
	Durchfluss	Min. 200 l/m (53 gpm)
	Empfohlene Qualität	Klasse-3, nach ISO 8573-1
Stromversorgung	Spannung/Frequenz	220 V/430 V +/-10 % (50/60Hz)
	Netzanschluss	15 A
	Strom	
	Nennlast	1,5 KW
	Leerlauf	195 W
	Strom	
	Nominal	6 A/4 A
	Max.	15 A/7.5 A
	Strom, größte Last	4,6 A
	Abzug	Durchmesser
Empfohlene Kapazität		250 m³/h (8830 ft³/h)
Abmessungen und Gewicht	Breite	242,5 cm (95,5 Zoll)
	Tiefe	75,0 cm (29,5 Zoll)
	Höhe	189,0 cm (74,4 Zoll)
	Höhe (mit offener Abdeckung)	244,0 cm (96,0 Zoll)
	Gewicht	960 kg (2116,4 lbs)
Sicherheitsschaltkreiskategorien / Performance Level	SF-1 Not-Aus	PL c, Kategorie 1 Stopp Kategorie 0
	SF-2 Sperrung der Schleifmittelabdeckung	PL d, Kategorie 3 Stopp Kategorie 0
	SF-3 Funktion mit begrenzter Geschwindigkeit, Stein	PL d, Kategorie 3 Stopp Kategorie 0
	SF-4 Begrenzte Drehzahlfunktion, Probenhalterbeweger	PL d, Kategorie 3 Stopp Kategorie 0
	SF-5 Hauptsicherheitshaube, gefährliche Bewegungen	PL d, Kategorie 1 Stopp Kategorie 0
	SF-5A Sperrung Hauptsicherheitshaube mit Verriegelung, Wasser und Ethanol	PL c, Kategorie 3 Stopp Kategorie 0
SF-6 Sperrung Hauptsicherheitshaube mit Verriegelung	PL a, Kategorie b Stopp Kategorie 0	

	SF-7 Türverriegelung des MD-Liftsystems	PL c, Kategorie 3 Stopp Kategorie 0
	SF-8 Türverriegelung des MD-Liftsystems	PL c, Kategorie 1 Stopp Kategorie 0
	SF-9 Verriegelung der Türen des Senkrechtförderers	PL d, Kategorie 3 Stopp Kategorie 0
	SF-10 Verriegelung der Türen der Umlaufkühleinheit, MD Station	PL b, Kategorie 1 Stopp Kategorie 0
	SF-11 Verriegelung der Türen der Umlaufkühleinheit, Schleifstein Station	PL b, Kategorie 1 Stopp Kategorie 0
	SF-12 Abzugtimer	PL b, Kategorie 1 Stopp Kategorie 0
Geräuschpegel	A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen	LpA = 64,4 dB(A) (Messwert). Unsicherheit K = 4 dB
Geräuschpegel	Äquivalenter Ultraschalldruckpegel (äquivalenter Ultraschallpegel)	Lteq, T=95,2 dB (Messwert). Unsicherheit K = 2 dB
Geräuschpegel	<p>Die angegebenen Zahlen geben die Emissions-Schalldruckpegel wieder und stellen nicht zwangsläufig eine sichere Arbeitsumgebung dar. Es besteht zwar ein Zusammenhang zwischen Emissionspegel und Expositionspegel, dieser stellt jedoch keinen zuverlässigen Hinweis dafür dar, dass weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Zu Faktoren, die den tatsächlichen Expositionspegel von Beschäftigten beeinflussen, gehören Eigenschaften des Arbeitsraums und andere Lärmquellen, d. h. die Anzahl an weiteren Geräten und anderen in der Nähe durchgeführten Verfahren, sowie die Dauer, die ein Bediener Lärm ausgesetzt ist.</p> <p>Außerdem können die zulässigen Höchstwerte von Land zu Land unterschiedlich sein. Mithilfe dieser Angaben kann der Benutzer jedoch ein Risiko und eine mögliche Gefährdung besser beurteilen.</p>	
Vibrationen	Deklarierte Schwingungsemission	N. zutr.