

		<b>Secotom-60</b>
<b>Capacità</b>	Altezza x Lunghezza	165 x 50 mm. (6,5" x 2")
	Diametro	70 mm. (2,8")
	Lunghezza di taglio	0-200 mm. (0 - 7,9") in incrementi di 0,1 mm.
<b>Disco di taglio</b>	Diametro	75-203 mm. (3 - 8")
	Diametro dell'albero	12,7 mm. (0,5") e 22 mm. (0,86")
<b>Motore del disco di taglio</b>	Velocità di rotazione	300-5,000 giri/min con incrementi di 100 giri/min
	Regolazione altezza del disco di taglio	40 mm. (1,6") automatica
<b>Tavola di taglio</b>	Larghezza	258 mm. (10,2")
	Profondità	184 mm. (7,2")
	Scanalature a T	Scanalatura a T con piastre a T intercambiabili, 8,0 mm. (7 pz.)
	Velocità di avanzamento	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) in incrementi di 0,005 mm.
<b>Laser</b>		Classe 2
<b>Software ed elettronica</b>	Comandi	Touch pad, joystick e manopola multifunzione
	Display	LCD, TFT a colori 5,7", 320x240 punti con retroilluminazione a LED
<b>Normative sulla sicurezza</b>		Marchio CE secondo le Direttive UE
<b>PORTATA</b>		Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.
<b>Ambiente lavorativo</b>	Temperatura ambiente	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umidità	< 85 % RH senza condensa
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio/frequenza	200-240 V (50-60 Hz)
	Ingresso alimentazione	Monofase (N+L1+PE) o bifase (L1+L2+PE) L'impianto elettrico dev'essere conforme alla Categoria di installazione II
	Alimentazione S1	1,1 kW
	Alimentazione S3	1,5 kW
	Alimentazione, inattività	13 W
	Corrente, max	14,8 A
<b>Sistema di ricircolo</b>		Erogazione dell'acqua o sistema di ricircolo

		Secotom-60
<b>Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazione</b>	Sistema con interruttore di sicurezza della protezione	PL e, Categoria 3 Categoria arresto 3
	Blocco di protezione	PL b, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Funzione pulsante di ritenuta (Hold-to-run)	PL d, Categoria 1 Categoria arresto 3
	Arresto d'emergenza	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 3
	Avvio involontario del sistema dei fluidi	PL b, Categoria 3
	Monitoraggio velocità asse, movimento tavola Y	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Monitoraggio del disco di taglio e limite di velocità	PL d, Categoria 3
	Monitoraggio velocità dell'asse, movimento verticale dell'asse	PL d, Categoria 3
<b>Aspirazione</b>	Capacità raccomandata	50 m <sup>3</sup> /h (1750 ft <sup>3</sup> /h) a 0 mm. di livello dell'acqua
<b>Funzionalità avanzate</b>	Tavola X, automatica	Si. Opzione
	Supporto X, manuale	Si. Opzione
	Supporto girevole	Si. Opzione
<b>Livello di rumorosità</b>	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 72 dB(A) (valore misurato). Incertezza K = 4 dB Misurazioni eseguite secondo le normative EN ISO 11202
<b>Livello di vibrazione</b>	Emissione vibrazioni dichiarata	N/A
<b>Dimensioni e peso</b>	Larghezza	64 cm. (25,4")
	Profondità (con spina)	78 cm. (27,6")
	Altezza (protezione chiusa)	44 cm. (17,3")
	Altezza (protezione aperta)	105,5 cm. (41,5")
	Peso	77 kg (170 lb)