

		ミニトム
容量	高さ x 長さ	30 x 40 mm (1.2" x 1.6")
	直径	40 mm (1.6")
	最大切断力	0.34 N
切断ホイール	直径	100 ~ 127 mm (4" ~ 5")
	穴径	12.7 mm (0.5")
切断ホイールモーター	回転速度	100 ~ 420 rpm
循環冷却タンク	容量	250 ml (0.07 gal)
ソフトウェアと電子機器	コントロール	タッチパッド
	ディスプレイ	N/A (該当なし)
安全規格		「適合宣言」を参照
REACH		REACH についての情報は、お客様の地域の Struers 事業所にお問い合わせください。
動作環境	環境温度	5 ~ 40 °C (41 ~ 131 °F)
	湿度	< 95 % RH (結露なきこと)
	ノイズレベル	L(Pa)=58 dBa(A)
電源供給	電圧/周波数	100 ~ 250 AVC 50 ~ 60 Hz
	電源インレット	1L + (N) + PE
	電源 S1	N/A (該当なし)
	電流、定格負荷	3.2 A
	電流 (最大)	4.8 A
	最大モーターまたは最大負荷の定格電流	N/A (該当なし)
寸法と質量	幅	27.5 cm (10.8")
	奥行 (本体)	28 cm (11")
	奥行 (ハンドル付き)	41 cm (16")
	高さ (本体)	20.5 cm (8.1")
	高さ (ハンドル付き)	25.6 cm (10.1")
	重量	8 kg (17.6 lbs)