

		モビポール-5
琢磨	研磨パワー	最大 180 W (60 V/ 3 A)
	研磨領域	直径: 約 9 mm (0.35")
安全規格		「適合宣言」を参照
動作環境	環境温度	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)
	湿度	95% RH 以下 (結露なきこと)
保管/輸送時条件	環境温度	0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
電源供給	電圧 - バッテリーチャージャーへ	100-240 V AC、50-60 Hz、最大 1.2 A
	電圧 - バッテリーチャージャーから	最大 25.5 V DC/2A
	消費電力	連続: 5 W 間欠: 180 W 最大: 180 W
	内部回路ヒューズ	15 AT、6.3 x 32 mm (0.25" x 1.26")
	組込まれている熱過負荷保護	70°C (158°F)
	電流、最大負荷	N/A (該当なし)
	電流、最大負荷	N/A (該当なし)
	安全回路カテゴリ/パフォーマンスレベル	非常停止
残留電流遮断器 (RCCB)		タイプ A、30 mA (以上) を推奨
給水	圧力、水道水	N/A (該当なし)
	給水口	N/A (該当なし)
	排水口	N/A (該当なし)
ノイズレベル	仕事場における A 特性放射音圧レベル	LpA = 59 dB(A) 測定値不確定値 K = 4 dB。 EN ISO 11202 に準拠して測定実施
振動レベル	宣言された振動放射	N/A (該当なし)
寸法と質量	幅	34 cm (13.4")
	奥行き	21 cm (8.4")
	高さ	26 cm (10.1")
	長さ - フレキシブルケーブル	100 cm (40.6")
	重量 - 研磨ピストル	150 g (0.33 lbs)
	重量 - バッテリーパックと空のカートリッジ II を含む	8.5 kg (18.7 lbs)
	重量 - 空のカートリッジ II	0.98 kg (2 lbs)
	最大容量 - カートリッジ II	550 ml (21.9 oz)



技術データ
MoviPol-5

文書番号:15967750_A_ja
発行日: 2022.03.01