

		Laboforce-100
Provflyttare	Provhållare	
	Maxvikt	4 kg (8,8 lbs) inkl. proverna
	Kraft	10-50 N enkel provbit 30-300 N provhållare
	Kraft precision	+/-5N upp till 50 N, +/-10N på högre värden
	Rotationsvarvtal	
	pågår	50-150 rpm
	Rotationsriktning	Moturs, Medurs
	Motor	180 W
Programvara och elektronik	Display	TFT-färg, 320x240 dts, LED-belysning
Säkerhetsstandarder/-direktiv/-lagstiftning		Se överensstämmelsedeklaration/bruksanvisning.
REACH		Närmare information om REACH får du av din lokala Struer representant.
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	
	Under drift	5-40 °C (41-104 °F)
	Luftfuktighet	< 85% RH icke-kondenserande
Tryckluftförsörjning	Tryck	6-9,9 bar (87-143 psi)
	Rekommenderad kvalitet	Klass 5.6.4, enligt specifikationen i ISO 8573-1
Strömförsörjning	Spänning/frekvens	1x24 V
	El-anlutning	Ansluten direkt till Labopol
	PÅ/AV	
	Nominell last	180 W
	Ström	
	Nominell	5 A
	Max.	8 A
	Ström, största last	4,5 A
Mått och vikt	Bredd	20,3 cm (8")
	Djup	43,3 cm (17")
	Höjd	57,4 cm (22,6")
	Höjd (med öppen kåpa)	
	Vikt	20,5 kg (45,2 lbs)



TEKNISK DATA:
Laboforce-100

		Laboforce-100
Bullemnivå	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	se Labopols tekniska data
Vibrationsnivå	Deklarerad vibrationsemission	Ej tillämpligt

Dok. nr: 16367750_A_sv
Utgivningsdatum: 2023.04.24