

		Laboforce-UI
Bezpečnostné normy/smernice/právne predpisy		Pozri vyhlásenie o zhode/návod na použitie/Pozri vyhlásenie o zhode/návod na použitie.
REACH		Informácie o REACH získate v miestnej kancelárii spoločnosti Struers.
Prevádzkové prostredie	Teplota okolia	
	Počas prevádzky	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Počas prepravy	0 - 60 °C (32 - 104 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Napájací zdroj	Napätie/frekvencia	1 x 24 V
	Napájací vstup	Pripája sa priamo k zariadeniu Labopol
	Elektrický prúd	
	Menovitý	0,1 A
	Max.	0,1 A
	Prúd, najväčšia záťaž	0,1 A
Rozmery a hmotnosť	Šírka	15 cm (5,9")
	Hĺbka	13,5 cm (5,3")
	Výška	37,6 cm (14,8")
	Výška (s otvoreným krytom)	
	Hmotnosť	0,8 kg (1,8 libry)
Úroveň hluku	Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	pozri technické údaje zariadenia Labopol
Úroveň hluku	<p>Uvedené hodnoty predstavujú úrovne emisií a nemusia nevyhnutne predstavovať bezpečné pracovné úrovne. Hoci existuje korelácia medzi emisiami a úrovňami vystavenia, nemožno ju spoľahlivo použiť na určenie toho, či sú potrebné ďalšie bezpečnostné opatrenia. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú</p> <p>skutočnú úroveň expozície pracovníkov, patria vlastnosti pracovnej miestnosti, iné zdroje hluku atď., t. j. počet strojov a iných súvisiacich procesov. V jednotlivých krajinách sa môže líšiť aj prípustná úroveň expozície. Používateľ stroja bude však</p> <p>pomocou týchto informácií vedieť lepšie vyhodnotiť nebezpečenstvo a riziko.</p>	
Úroveň vibrácií	Deklarovaná úroveň vibrácií	N/A