


| | | TegraDoser Remot |
|--|---|---|
| Peristaltické čerpadlá | Počet čerpadiel | 7 ks |
| | Kapacita čerpadla (nepretržitá) | 52 ml/min (6 ks pre suspenzie a mazivá) 100 ml/min (1 ks pre vodu) |
| | Hladiny dávkovania suspenzií | 0,2 - 4 ml (20 krokov) |
| | Hladiny dávkovania suspenzií (DiaPro, DiaDuo) | 0,2 - 12 ml (20 krokov) |
| | Hladiny dávkovania mazív | 0,2 - 12 ml (20 krokov) |
| Fľaše | ½ l fľaše | 6 ks |
| | 1l fľaše | 1 ks |
| Softvér a elektronika | Ovládače | Dotykový panel |
| | Displej | LCD 240 × 128 bodov s bielym LED protisvetlom |
| Bezpečnostné normy | S označením CE v súlade so smernicami EÚ | |
| REACH | Informácie o REACH získate v miestnej kancelárii spoločnosti Struers. | |
| Prevádzkové prostredie | Teplota okolia | 5 - 40 °C (41 - 104 °F) |
| | Vlhkosť | 35 - 85 % RV, nekondenzujúca |
| Skladovacie a prepravné podmienky | Teplota okolia | -5-60°C (4-104°F) |
| Napájací zdroj | Napätie/frekvencia | 24 V DC |
| | Prúd, maximálna záťaž | 1 A zo systému TegraSystem Remote |
| Úroveň hluku | Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A | LpA = 58 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 4 dB(A) Merania boli vykonané v súlade s normou EN ISO 11202 |
| Úroveň vibrácií | Deklarovaná úroveň vibrácií | N/A |
| Rozmery a hmotnosť: leštiaca jednotka, unášač vzoriek | Výška | 38 cm (7,9") |
| | Šírka | 21 cm (8,3") okrem zásobníka na fľaše 55 cm (21,5") vrátane zásobníka na fľaše |
| | Hĺbka | 20 cm (7,9") |
| | Hmotnosť | 8 kg (17,6 lbs) okrem zásobníka na fľaše 10 kg (22 lbs) vrátane zásobníka na fľaše |
| Rozmery a hmotnosť - hlava dýzy | Výška | 11 cm (4,3") |
| | Šírka | 5 cm (2") |
| | Hĺbka | 12 cm (4,7") |
| | Hmotnosť | 0,6 kg (1,3 libry) |
| | Dĺžka hadice na hlave dávkovača (štandardná) | 3 m (9,8 stôp) (max. približne 16 m (52,5 stôp) len so suspenziami a mazivami DiaPro) |



TECHNICKÉ ÚDAJE

TegraDoser Remote

Č. dok.: 16967751_A_sk
Dátum vydania: 2023.08.10