

		Minitom
Capacidad	Altura x Largo	30 x 40 mm (1,2 x 1,6")
	Diámetro	40 mm (1,6")
	Fuerza de corte máxima	0,34 N
Disco de corte	Diámetro	100-127 mm (4"-5")
	Diámetro de árbol	12,7 mm (0,5")
Motor del disco de corte	Velocidad de rotación	100-420 rpm
Tanque de recirculación y refrigeración	Volumen	250 l (0,07 gal)
Software y electrónica	Controles	Panel táctil
	Pantalla	N/A
Normas de seguridad	Consulte la Declaración de conformidad	
ALCANCE	Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.	
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	5-40 °C (41 - 131 °F)
	Humedad	< 95 % humedad relativa sin condensación
	Nivel de ruido	L(Pa)=58 dBa(A)
Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	100-250 AVC 50-60 Hz
	Alimentación de entrada	1L + (N) + PE
	Potencia S1	N/A
	Intensidad, carga nominal	3,2 A
	Corriente, máx.	4,8 A
	Intensidad en amperios del motor o carga más grande	N/A
Dimensiones y peso	Ancho	27,5 cm (10,8")
	Profundidad (cuerpo principal)	28 cm (11")
	Ancho (con palanca)	41 cm (16")
	Altura (cuerpo principal)	20,5 cm (8,1")
	Altura (con palanca)	25,6 cm (10,1")
	Peso	8 kg (17,6 lbs)