

<b>TegraDoser Remot</b>		
<b>Bombas peristálticas</b>	Número de bombas	7 uds.
	Capacidad de bombeo (continuo)	52 ml/min (6 uds. para suspensiones y lubricantes) 100 ml/min (1 ud. para agua)
	Niveles de dosificación de suspensiones	0,2 - 4 ml (20 pasos)
	Niveles de dosificación de suspensiones (DiaPro, DiaDuo)	0,2 - 12 ml (20 pasos)
	Niveles de dosificación de lubricantes	0,2 - 12 ml (20 pasos)
<b>Botellas</b>	Botellas de ½ l	6 uds.
	Botellas de 1 l	1 ud.
<b>Software y electrónica</b>	Controles	Panel táctil
	Pantalla	LCD 240 × 128 puntos con retroiluminación LED de color blanco
<b>Normas de seguridad</b>	Etiquetado CE de conformidad con las directivas de la UE	
<b>ALCANCE</b>	Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.	
<b>Entorno de operaciones</b>	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104°F)
	Humedad	35-85 % humedad relativa sin condensación
<b>Condiciones de transporte y almacenamiento</b>	Temperatura ambiente	-5-60 °C (4-104 °F)
<b>Suministro eléctrico</b>	Tensión/frecuencia	24 V CC
	Intensidad, carga máxima	1 A de TegraSystem Remote
<b>Nivel de ruido</b>	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 58 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB(A) Medidas realizadas de conformidad con EN ISO 11202
<b>Nivel de vibraciones</b>	Emisión de vibraciones declarada	N/A
<b>Dimensiones y peso Unidad de pulido, portamuestras</b>	Altura	38 cm (7,9")
	Ancho	21 cm (8,3") sin bandeja para botellas 55 cm (21,5") con bandeja para botellas
	Profundidad	20 cm (7,9")
	Peso	8 kg (17,6 lb) sin bandeja para botellas 10 kg (22 lb) con bandeja para botellas
<b>Dimensiones y peso Cabezal boquilla</b>	Altura	11 cm (4,3")
	Ancho	5 cm (2")
	Profundidad	12 cm (4,7")
	Peso	0,6 kg (1,3 lb)
	Longitud de la manguera en el cabezal del dosificador (estándar)	3 m (9,8 ft) (máx. aprox. 16 m (52,5 ft) solo con suspensiones y lubricantes DiaPro)



**DATOS TÉCNICOS**

**TegraDoser Remote**

Doc. nº: 16967751\_A\_es  
Fecha de publicación: 2023.08.10