

		AbraPol-30	
	Katalognummer	06306129, 06306146, 06306229, 06306246	
<b>Tallrik</b>	Diameter	300 mm (12") eller 350 mm (14")	
	Hastighet	40 - 600 rpm, justerbar i steg på 10 rpm	
	Rotationsriktning	Moturs	
	Motoreffekt		
	Motoreffekt, kontinuerlig S1	2,2 kW (2,9 hk)	
	Max. (s3)	Används ej	
	<b>Provflyttarhuvud</b>	Individuella prover	Används ej
Kraft			
Provhöjd			
Provhållare			
Diameter		Max. 200 mm	
Kraft		50-700 N (10-150 lbf)	
Hastighet		50 - 300 rpm, justerbar i steg på 10 rpm	
Rotationsriktning		Medurs, Moturs	
Motoreffekt		0,55 kW (0,75 hk)	
Moment		19 Nm	
Placering		35 - 100 mm	
<b>Funktioner</b>		Materialborttagningsgivare (inbyggd)	
<b>Alternativ</b>		Automatisk dosering upptill 6 pumpar	06306901 DP-modul, 06306902 OP-modul
	Växlingsventil	(06306903 - uppdaterad version)	
	Kylsystem med recirkulation	06296929, 06296946, 06296954	
	Varningsljus	06296900	
<b>Programvara och elektronik</b>	Reglage	Pekplatta, vrid-/tryckknapp	
	Display	LCD, TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning	
<b>Säkerhetsstandarder</b>		Se Försäkran om överensstämmelse	
<b>Driftmiljö</b>	Omgivningstemperatur	5-40°C/41-104°F	
	Luffuktighet	< 85 % RH ej kondenserande	

AbraPol-30		
<b>Strömförsörjning</b>	Spänning/frekvens	3 x 200 - 240 (50-60Hz), 3 x 380 - 480 (50-60Hz)
	Elanslutning	3 fas (3L + PE)
	Effekt, märklast	3 kW
	Effekt, tomgång	Används ej
	Ström, märklast	8,7 A/4,8 A
	Ström, max.	20 A/11,1 A
<b>Vattenförsörjning</b>	Tryck för kranvatten	1 - 4 bar (14.5-58 psi)
	Minimum vattenflöde	10 l/min
<b>Tilluft</b>	Tryck, tryckluft	6 - 9,9 bar (87-145 psi)
	Luftflöde / förbrukning	30 l/min (8 gpm)
	Luftkvalitet	Den tillförda luften ska vara klass 6.8.4 eller bättre, enligt ISO 8573-1
<b>Utsug</b>	Rekommenderad kapacitet	50 m <sup>3</sup> /h (1 750 ft <sup>3</sup> /h)
<b>Säkerhetsklassningsnivå / prestationsnivå</b>	Nödstopp	PL c, kategori 1 Stoppkategori 0
	Spärr för arbetszon	PL b, kategori b Stoppkategori 0
	Spärrande lås för arbetszon	PL a
<b>Jordfelsbrytare (RCCB-Residual Current Circuit Breaker)</b>		Typ B, 30 mA (eller bättre) krävs
<b>Bullernivå</b>	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 61,2 dB(A) (uppmätt värde). 4 dB
<b>Vibrationsnivå</b>	Deklarerad vibrationsemission	Total vibrationsexponering för överkroppen överstiger inte 2,5 m/s <sup>2</sup> .
<b>Mått och vikt (med kåpa/skyddskåpa)</b>	Bredd	84,7 cm (33,3")
	Djup	99,6 cm (39,2")
	Höjd - kåpa stängd/kåpa öppen	156,5 cm (61,6")/187,5 cm (73,8")
	Vikt	390 kg (859.8 lbs)