

		Discotom-10
<b>Kapacitet</b>	Höjd x Längd	65 x 150 mm (2,6" x 5,9")
	Diameter	94 mm (3,7")
	Kapningslängd	190 mm (7,5")
<b>Kapskiva</b>	Diameter	250 mm (9,8")
	Axeldiameter	32 mm (1,26")
<b>Motor för kapskivan</b>	Rotationsvarvtal	2850 rpm
	Höjdjustering av kapskivan	165 mm (6,5")
<b>Kapbord</b>	Bredd	538 mm (21,2")
	Djup	270 mm (10,6")
	T-fack	10 mm (0,39")
	Max positioneringshastighet	Y = 20 mm/s (0,8"/s). X = 10 mm/s (0,4"/s)
	Matningshastighet	0,05-2,5 mm/s på 0,05 mm steg (2-200 mils/s på 2 mils steg)
<b>Laser</b>		Tillval (Laser klass upptill 2M)
<b>Programvara och elektronik</b>	Reglage	Styrplatta
	Display	LCD, TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning
<b>Säkerhetsstandarder</b>		CE-märkt i enlighet med EU-direktiven
<b>REACH</b>		Närmare information om REACH får du av din lokala Struer representant.
<b>Driftmiljö</b>	Omgivningstemperatur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Luftfuktighet	35 - 85 % RH icke-kondenserande
<b>Strömförsörjning 1</b>	Spänning/frekvens	3 x 200 V (50 Hz)
	EI-anslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	2,5 kW (3,4 hk)
	Ström, märklast	14 A
	Ström, max.	20 A
	Amperevärde för största motorn eller last	9,7 A

Discotom-10		
<b>Strömförsörjning 2</b>	Spänning/frekvens	3 x 200-210 V (60 Hz)
	El-anslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	3 kW (4 hk)
	Ström, märklast	15 A
	Ström, max.	23 A
	Amperevärde för största motorn eller last	11 A
<b>Strömförsörjning 3</b>	Spänning/frekvens	3 x 220-230 V (50 Hz)
	El-anslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	2,5 kW (3,4 hk)
	Ström, märklast	12 A
	Ström, max.	18 A
	Amperevärde för största motorn eller last	8,5 A
<b>Strömförsörjning 4</b>	Spänning/frekvens	3 x 220-240 V (60 Hz)
	El-anslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	3 kW (4 hk)
	Ström, märklast	14 A
	Ström, max.	20 A
	Amperevärde för största motorn eller last	9,7 A
<b>Strömförsörjning 5</b>	Spänning/frekvens	3 x 380-400 V (50 Hz)
	El-anslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	2,5 kW (3,4 hk)
	Ström, märklast	7 A
	Ström, max.	11 A
	Amperevärde för största motorn eller last	4,9 A
<b>Strömförsörjning 6</b>	Spänning/frekvens	3 x 380-415 V (60 Hz)
	El-anslutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	3 kW (4 hk)
	Ström, märklast	8 A
	Ström, max.	12 A
	Amperevärde för största motorn eller last	5,6 A

		Discotom-10
<b>Strömförsörjning 7</b>	Spänning/frekvens	3 x 460-480 V (60 Hz)
	El-anlutning	3L + (N) + PE
	Power S3 70 %	3 kW (4 hk)
	Ström, märklast	7 A
	Ström, max.	11 A
	Amperevärde för största motorn eller last	5 A
<b>Kylsystem</b>		Kylsystem 4
<b>Utsug</b>	Rekommenderad kapacitet	50 m <sup>3</sup> /h (1750 ft <sup>3</sup> /h) vid 0 mm (0") vattenpelare.
<b>Avancerade funktioner</b>	X-bord, automatisk	Ja. Storlek 240 x 270 mm (9.4" x 10.6")
	X-stativ, manuell	Nej
	Roterande stativ	Nej
<b>Skyddskoppling, kategorier/Prestandanivå</b>	Nödstopp	PL c, Kategori 1 Stoppkategori 0
	Säkerhetsskydd	PL d, Kategori 3 Stoppkategori 0
	Säkerhetsskydd	PL a, Kategori B Stoppkategori 0
	Öväntad start på recirkulationsvätskan	PL b, Kategori 1
	Dödmansgrepp	PL d, Kategori 3 Stoppkategori 0
<b>Jordfelsbrytare (RCCB-Residual Current Circuit Breaker)</b>		Typ B, 30 mA (eller bättre) krävs.
<b>Bullernivå</b>	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 79,5 dB(A) (uppmätt värde). Osäkerhet K = 4 dB(A) Mätningar utförda i enlighet med EN ISO 11202
<b>Vibrationsnivå</b>	Deklarerad vibrationsemission	Total vibrationsexponering för överkroppen överstiger inte 2,5 m/s <sup>2</sup> .

		<b>Discotom-10</b>
<b>Mått och vikt</b>	Bredd (huvudkropp)	92 cm (36,1")
	Bredd (med handtag och spolmunstycke)	105 cm (41,4")
	Bredd (en tunnel)	vänster: 140 cm (55,1")
	Bredd (två tunnlar)	Ej tillämpligt
	Djup	89 cm (34,9")
	Höjd (skydd stängd, handtag ingår)	87 cm (34,2")
	Höjd (skydd öppet)	108 cm (42,5")
	Vikt	200 kg (441 lbs)