

		Magnutom-5000
Kapningskapacitet	Höjd x Längd	190 x 254 mm (7,5" x 10")
		184 x 394 mm (7,2 x 15,5") - COW över bordet
		114 x 612 mm (4,5 x 24,1") - COW över bordet
	Diameter	190 mm (7,5")
Kapningslängd		394 mm (15,5") - COW ovan bordet
		612 mm (24,1") - COW under bordet
Kapskiva	Diameter	508 mm (20")
	Axeldiameter	32 mm (1,26")
Motor för kapskivan	Rotationsvarvtal	1000 - 2500 rpm
Positionering och matning	Positioneringsområde	X: 370 mm (14,6")
		Y: 394 mm (15,1")
		Z: 213 mm (8,4")
		R: 360°
Max positioneringshastighet		X: 50 mm/s (2"/s)
		Y: 70 mm/s (2,8"/s)
		Z: 40 mm/s (1,6"/s)
		R: 18°/s
Matningshastighetsområde		0,05-10 mm/s på 0,05 mm steg (2-400 mils/s på 2 mils steg)
Kapbord (fast)	Bredd	751 mm (29,6")
	Djup	781 mm (30,7")
	T-fack	12 mm (0,48")
Kapbord (X-bord)	Bredd	524 mm (20,6")
	Djup	781 mm (30,7")
	T-fack	12 mm (0,48")
Kapbord (X-bord med vridbart bord)	Storlek	Oktagonal 493 mm (19,4")
	T-fack	12 mm (0,48")
Laser		Laser klass upptill 2M
Programvara och elektronik	Reglage	Touchpanel, joystick, knappar
	Display	TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning
Säkerhetsstandarder		CE-märkt i enlighet med EU-direktiven
REACH		Närmare information om REACH får du av din lokala Struer representant.

Magnutom-5000		
Driftmiljö	Omgivningstemperatur - lagring / transport	5 - 40 °C (40 - 105 °F) / 0 - 60 °C (32 - 140 °F)
	Fuktighet - lagring och transport	10 - 85 % RH, icke kondenserande / 0 - 90 % RH, icke kondenserande
Strömförsörjning	Spänning/frekvens	3 x 380-480V / 50-60Hz
	El-anslutning	3L + (N) + PE
	Power S1	11 kW (14,7 hk)
	Power S3 15 %	16 kW (21,5 hk)
	Ström, märklast	34 A
	Ström, max.	48 A
	Amperevärde för största motorn eller last	31 A
Kylsystem		Coolimat-2000
Skyddskoppling, kategorier/Prestandanivå	Lås skydd	PL d
	Skyddslås låst, tillgång till kammaren	PL c
	Skyddslås låst, efterkörning efter STOPPI	PL a
	Skyddslås låst, efterkörning efter strömavbrott	PL a
	Axel håll för att köra med hastighetsövervakning	PL c
	Axel hastighetsövervakning med håll för att köra	PL d
	Nödstopp	PL c
	Oavsiktlig start av vätskesystem	PL b
Utsug	Rekommenderad kapacitet	700 m ³ /h (25000 ft ³ /h) vid 0 mm (0") vattenpelare.
Avancerade funktioner	X-bord, automatisk	Ja - alternativ
	X-stativ, manuell	Nej
	Vridbord	Ja - alternativ
Bullemnivå	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 69,2 dB(A) (uppmätt värde). Osäkerhet K = 4 dB(A) Mätningar utförda i enlighet med EN ISO 11202

Magnutom-5000		
Mått och vikt	Bredd	1866 mm (73,5")
	Bredd (frontdörr öppen)	1964 mm (77,3")
	Bredd (sidodörr öppen)	2508 mm (98,7")
	Bredd (båda dörrar öppna)	2605 mm (102,6")
	Bredd (med tunnel)	2180 mm (85,8")
	Djup	1462 mm (57,6")
	Höjd	1944 mm (76,5")
	Vikt	2650 kg (5840 lbs)