

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



Nom de produit : ACRYDYE BLUE, RED AND YELLOW Page: 1/6
Cat. No. 40300074
Date de révision : 2009-07-24 Imprimé: 2009-07-24
No de produit : M1213114 SDS-ID: F/7.0

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Nom du produit: ACRYDYE BLUE, RED AND YELLOW
Cat. No. 40300074

Utilisation : Matière colorante pour résines Dimension de l'emballage : 3 x 20 ml

Distributeur : Struers S.A.S. Numéro de téléphone en cas d'urgence : +33 1 5509 1430
370, rue du Marché Rollay (Seulement pendant des heures d'ouverture)
94507 Champigny sur Marne Cedex
Tel: 1 5509 1430

Responsable de la préparation de la fiche de données de sécurité:
SDS_info@dhigroup.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit n'est pas classifié.

Pour l'homme : Le produit a été soumis à des essais qui ont démontré qu'il n'est pas un irritant pour les yeux et la peau. (*)

Pour l'environnement : Ce produit contient une substance qui est nocive pour les organismes aquatiques, et qui peut avoir des effets indésirables à long terme sur l'environnement aquatique. (*)

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Le produit contient : Pigment dispersé dans l'eau et propylène-glycol et tensio-actifs. (*)

%:	No CAS :	No CE :	Nom chimique :	Classification du risque:	Obs.:
10-<20	9004-98-2	500-016-2	Alcool oléique éthoxylé	Xn;R22 Xi;R41	
2,5-5,0	-	-	Aryléthylphényl polyglycol éther	R52/53	

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation : Conduire la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle reste calme sous surveillance. En cas de malaise, transporter à la salle d'urgence et apporter cette fiche. (*)

Contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment immédiatement à l'eau claire pendant 15 minutes. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. En cas d'irritation prolongée, se rendre aux urgences et apporter cette fiche.

Ingestion : Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau. Garder la personne en observation. Si la personne a un malaise, la transporter en salle d'urgence avec cette fiche. Ne pas faire vomir. Si le vomissement survient, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les poumons. (*)

Nom de produit :	ACRYDYE BLUE, RED AND YELLOW Cat. No. 40300074	Page:	2/ 6
Date de révision :	2009-07-24	Imprimé:	2009-07-24
No de produit :	M1213114	SDS-ID:	F/7.0

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction : Choisir le moyen d'extinction d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

Risques particuliers : En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits.

Équipement de protection pour le personnel de lutte contre le feu: Choix de l'appareil respiratoire pour la lutte contre l'incendie : Conformément aux règles générales de l'entreprise pendant un incendie.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles: Éviter le contact avec la peau et les yeux. Pour obtenir des informations sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Précautions pour la protection de l'environnement: Éviter le rejet dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

Méthodes de nettoyage: Absorber les déversements avec une matière absorbante adéquate. Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Éviter le contact avec la peau et les yeux. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.

Mesures techniques: Utiliser des méthodes de travail qui minimisent le contact.

Précautions techniques: Non pertinent.

Précautions techniques de stockage: Aucune prescription particulière.

Conditions de stockage: Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et dans un endroit bien ventilé.

Nom de produit : ACRYDYE BLUE, RED AND YELLOW
Cat. No. 40300074

Page: 3/ 6

Date de révision : 2009-07-24

Imprimé: 2009-07-24

No de produit : M1213114

SDS-ID: F/7.0

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures techniques: Aucune prescription particulière.

Protection individuelle: Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection.

Protection respiratoire: Aucune prescription particulière.

Protection des mains: Porter des gants de protection. Les gants en nitrile sont recommandés. Trouver le gant le plus approprié en concertation avec le fournisseur des gants qui peut indiquer le délai de rupture de la matière constitutive du gant.

Protection des yeux : En cas de risque d'éclaboussures : Porter des lunettes de protection/masque facial.

Protection de la peau : En cas de risque d'éclaboussures : porter un tablier ou un vêtement de protection spécial.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement : Non disponible.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Liquide coloré (*)
Odeur : Non disponible (*)
pH: 7,5-8,5
Point de fusion: non pertinent
Point d'ébullition: > 100°C
Point d'éclair: non pertinent
Limites d'explosion: non pertinent
Densité relative : 1.17-1.20
Solubilité : Miscible avec l'eau.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable aux températures normales.

Conditions/matières à éviter: Éviter l'exposition à la chaleur et le contact avec les oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux: Aucun particulier.

Nom de produit :	ACRYDYE BLUE, RED AND YELLOW Cat. No. 40300074	Page:	4/ 6
Date de révision :	2009-07-24	Imprimé:	2009-07-24
No de produit :	M1213114	SDS-ID:	F/7.0

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Inhalation : Non pertinent à des températures de travail normales.

Contact avec la peau : Le produit a été soumis à des essais qui ont démontré qu'il n'est pas un irritant pour les yeux et la peau. (*)

Contact avec les yeux : Le produit a été soumis à des essais qui ont démontré qu'il n'est pas un irritant pour les yeux et la peau. (*)

Ingestion : Peut avoir un effet irritant et provoquer un malaise. (*)

Effets spécifiques : Aucun connu.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Mobilité : Le produit est miscible avec l'eau. Peut être diffusé dans les réseaux d'eau.

Dégradabilité : La dégradabilité du produit n'est pas indiquée.

Écotoxicité : Ce produit contient une substance qui est nocive pour les organismes aquatiques, et qui peut avoir des effets indésirables à long terme sur l'environnement aquatique. (*)

Potentiel de bio-accumulation : Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

Autres effets nocifs : Aucun connu.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.

Résidus: Code CED: 12 01 99

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le produit n'est pas couvert par la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Nom de produit :	ACRYDYE BLUE, RED AND YELLOW Cat. No. 40300074	Page:	5/ 6
Date de révision :	2009-07-24	Imprimé:	2009-07-24
No de produit : :	M1213114	SDS-ID:	F/7.0

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Étiquetage : Suivant les informations relatives à la composition chimique données par le fabricant, le produit n'est pas assujéti à une classification mais doit porter l'étiquetage suivant :

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Législations
nationales :

Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, avec modifications.

Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité et transposant la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001.

Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.

Nom de produit : ACRYDYE BLUE, RED AND YELLOW
Cat. No. 40300074

Page: 6/ 6

Date de révision : 2009-07-24

Imprimé: 2009-07-24

No de produit : M1213114


SDS-ID: F/7.0

16. AUTRES INFORMATIONS

L'utilisateur doit être instruit dans l'exécution du travail et connaître le contenu de cette fiche.

Les rubriques suivantes ont été révisées ou contiennent des informations nouvelles : 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15.
Les (*) indiquent les modifications comparées avec la version antérieure.

Approuvées par DHI.



Formulation des phrases risques :

R22	Nocif en cas d'ingestion.
R41	Risque de lésions oculaires graves.
R52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances sur le produit concerné, à la date d'établissement de la fiche. Elles présupposent une manipulation adéquate de ce produit dans les conditions normales et conformément à l'usage spécifié sur l'emballage ou dans d'autres documentations techniques appropriées. Toute autre utilisation du produit, y compris en combinaison avec un autre produit ou un autre procédé, s'effectue sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

Préparée par DHI - Centre for Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.