

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



Nom de produit : CONCENTRATED SOAP SOLUTION Page: 1/6
Cat. No. 49900000
Date de révision : 2009-07-24 Imprimé: 2009-07-24
No de produit : M1213053 SDS-ID: F/10.0

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Nom du produit: CONCENTRATED SOAP SOLUTION
Cat. No. 49900000

Utilisation : Pour le nettoyage avec MAPS, Prépamatic, et Dimension de l'emballage : 1 l
aux ultra-sons

Distributeur : Struers S.A.S. Numéro de téléphone en cas d'urgence : +33 1 5509 1430
370, Rue du Marché Rolley (Seulement pendant des heures d'ouverture)
94507 Champigny sur Marne Cedex
Tel: 1 5509 1430

Responsable de la préparation de la fiche de données de sécurité:
SDS_info@dhigroup.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit n'est pas classifié.

Pour l'homme : Effet dégraissant. Peut irriter les yeux et la peau. Les aérosols peuvent irriter les voies respiratoires et entraîner une irritation de la gorge.

Pour l'environnement : On ne s'attend pas à ce que le produit soit toxique pour les organismes aquatiques.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Le produit contient : tensio-actifs anioniques, tensio-actifs non ioniques, savon, glycols et eau.

<u>%:</u>	<u>No CAS :</u>	<u>No CE :</u>	<u>Nom chimique :</u>	<u>Classification du risque:</u>	<u>Obs.:</u>
5-15	112-34-5	203-961-6	2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol	Xi;R36	
5-15	-	-	Tensio-actifs non ioniques	Xi;R36/38	
<5	-	-	Tensio-actifs anioniques	-	
75-90	7732-18-5	231-791-2	Eau	-	

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation : En cas d'inhalation d'aérosols : Conduire la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle reste calme.

Contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés et laver la peau abondamment avec de l'eau.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment immédiatement à l'eau claire pendant 15 minutes. Enlever les lentilles de contact et bien écarquiller l'oeil. En cas d'irritation prolongée, se rendre aux urgences et apporter cette fiche.

Ingestion : Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau. Garder la personne en observation. Si la personne a un malaise, la transporter en salle d'urgence avec cette fiche. Ne pas faire vomir.

Nom de produit :	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Page:	2/ 6
Date de révision :	2009-07-24	Imprimé:	2009-07-24
No de produit : :	M1213053	SDS-ID:	F/10.0

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction : Choisir le moyen d'extinction d'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques éventuels.

Risques particuliers : Aucune mesure particulière.

Équipement de protection pour le personnel de lutte contre le feu: Choix de l'appareil respiratoire pour la lutte contre l'incendie : Conformément aux règles générales de l'entreprise pendant un incendie.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles: Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Précautions pour la protection de l'environnement: Éviter le rejet dans l'environnement terrestre.

Méthodes de nettoyage: Absorber les déversements avec une matière absorbante adéquate. Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Éviter toute inhalation de la vapeur de pulvérisateur et tout contact avec la peau et les yeux. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.

Mesures techniques: Utiliser des méthodes de travail qui minimisent le contact.

Précautions techniques: Non pertinent.

Précautions techniques de stockage: Aucune prescription particulière.

Conditions de stockage: Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche. Conserver à température ambiante.

Nom de produit :	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Page:	3/ 6
Date de révision :	2009-07-24	Imprimé:	2009-07-24
No de produit :	M1213053	SDS-ID:	F/10.0

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- Mesures techniques: Aucune prescription particulière.
- Protection individuelle: Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection.
- Protection respiratoire: Par pulvérisation : Utilisez votre propre appareil de protection respiratoire alimenté en air ou une protection respiratoire à filtre de particules de type P2. En cas de risque d'inhalation d'aérosols : Porter un appareil respiratoire à filtre antiparticules, type P2.
- Protection des mains: En cas de risque d'éclaboussures : Les gants en néoprène sont recommandés. Trouver le gant le plus approprié en concertation avec le fournisseur des gants qui peut indiquer le délai de rupture de la matière constitutive du gant.
- Protection des yeux : En cas de risque d'éclaboussures : Il est recommandé de porter des lunettes de protection et un masque facial.
- Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement : Non disponible.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Aspect : liquide jaune
- Odeur : suave
- pH: 12
- Point d'ébullition: 234-246°C
- Point d'éclair: > 100 °C
- Limites d'explosion: non pertinent
- Densité relative : 1.03
- Solubilité : soluble dans l'eau
- Autres données : COV (Composés organiques volatils): 50,2 g/l (calculé)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Stabilité : Stable aux températures normales.
- Conditions/ matières à éviter: Echauffement à plus de 100°C.
- Produits de décomposition dangereux: Aucun particulier.

Nom de produit :	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Page:	4/ 6
Date de révision :	2009-07-24	Imprimé:	2009-07-24
No de produit :	M1213053	SDS-ID:	F/10.0

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Inhalation : Les brouillards de pulvérisation irritent les voies respiratoires et peuvent entraîner la toux et des troubles respiratoires.

Contact avec la peau : Effet dégraissant. Un contact prolongé peut entraîner des rougeurs et de l'irritation.

Contact avec les yeux : Peut avoir un effet irritant.

Ingestion : Effet irritant. Peut causer des nausées, des maux de ventre et des vomissements.

Effets spécifiques : Le risque d'effets à long terme par l'exposition professionnelle est considéré comme minime.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Mobilité : Le produit est soluble dans l'eau et peut se disperser dans les réseaux d'eau.

Dégradabilité : Le produit est facilement biodégradable.

Écotoxicité : On ne s'attend pas à ce que le produit soit toxique pour les organismes aquatiques.

Potentiel de bio-accumulation : Aucune donnée sur la bioaccumulation n'est disponible.

Autres effets nocifs : Aucun connu.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux.

Résidus: Code CED: 16 05 09

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le produit n'est pas couvert par la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Nom de produit :	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Page:	5/ 6
Date de révision :	2009-07-24	Imprimé:	2009-07-24
No de produit : :	M1213053	SDS-ID:	F/10.0

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Étiquetage : Suivant les informations relatives à la composition chimique données par le fabricant, le produit n'est pas assujéti à une classification mais doit porter l'étiquetage suivant :

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Le produit contient :

Moins de 5% : savon, tensio-actifs anioniques

5% ou plus, mais moins de 15% : tensio-actifs non ioniques

Législations
nationales :

Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, avec modifications.

Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité et transposant la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001.

Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.

Nom de produit : CONCENTRATED SOAP SOLUTION
Cat. No. 49900000

Page: 6/ 6

Date de révision : 2009-07-24

Imprimé: 2009-07-24

No de produit : : M1213053

SDS-ID: F/10.0


16. AUTRES INFORMATIONS

L'utilisateur doit être instruit dans l'exécution du travail et connaître le contenu de cette fiche.

Les rubriques suivantes ont été révisées ou contiennent des informations nouvelles : -

Les (*) indiquent les modifications comparées avec la version antérieure.

Approuvées par DHI.



Formulation des phrases risques :

R36 Irritant pour les yeux.

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances sur le produit concerné, à la date d'établissement de la fiche. Elles présupposent une manipulation adéquate de ce produit dans les conditions normales et conformément à l'usage spécifié sur l'emballage ou dans d'autres documentations techniques appropriées. Toute autre utilisation du produit, y compris en combinaison avec un autre produit ou un autre procédé, s'effectue sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

Préparée par DHI - Centre for Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.