

Produktnavn: CONCENTRATED SOAP SOLUTION Side: 1/6  
Cat. No. 49900000  
Revision: 2009-07-24 Printdato: 2009-07-24  
Produktnr.: M1206053 SDS-ID: DK/10.0

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: CONCENTRATED SOAP SOLUTION PR-nr. Ikke omfattet  
Cat. No. 49900000  
Anvendelse: Til MAPS, prepamatisk og ultrasonisk Emballage: 1 l  
rengøring  
Leverandør: Struers A/S Nødtelefon: +45 44 600 800  
Pederstrupvej 84 (Kun i åbningstiden)  
DK-2750 Ballerup  
Tel: +45 44 600 800

Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet:  
SDS\_info@dhigroup.com

## 2. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er ikke klassificeret.

Mennesker: Virker affedtende. Kan irritere øjnene og huden. Aerosoler kan irritere luftvejene og medføre halsirritation.

Miljø: Produktet forventes ikke at være giftigt for vandlevende organismer.

## 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

Produktet indeholder: anioniske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer, sæbe, glycoler og vand.

%:	CAS-nr.:	EF nr.:	Kemisk navn:	Fareklassificering:	Anm.:
5-15	112-34-5	203-961-6	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	Xi;R36	
5-15	-	-	Nonioniske tensider	Xi;R36/38	
<5	-	-	Anioniske tensider	-	
75-90	7732-18-5	231-791-2	Vand	-	

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: I tilfælde af indånding af sprøjetåger: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro.

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning.

Produktnavn:	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Side:	2/ 6
Revision:	2009-07-24	Printdato:	2009-07-24
Produktnr.:	M1206053	SDS-ID:	DK/10.0

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

<u>Slukningsmidler:</u>	Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.
<u>Særlige farer:</u>	Ingen særlige forholdsregler.
<u>Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel:</u>	Valg af åndedrætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle forholdsregler.

---

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

<u>Personlige sikkerhedsforanstaltninger:</u>	Undgå kontakt med hud og øjne.
<u>Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:</u>	Undgå udledning til jord.
<u>Metoder til oprydning:</u>	Spild opsuges med sugende materiale. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

---

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

<u>Håndtering:</u>	Undgå indånding af sprøjtetåge og kontakt med hud og øjne. Følg god kemikaliehygiejne.
<u>Tekniske forholdsregler:</u>	Brug arbejdsmetoder som minimerer kontakt.
<u>Tekniske foranstaltninger:</u>	Ikke relevant.
<u>Tekniske forholdsregler ved opbevaring:</u>	Ingen særlige krav.
<u>Opbevaringsbetingelser:</u>	Opbevares i tætlukket originalemballage. Opbevares ved stuetemperatur.

Produktnavn:	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Side:	3/ 6
Revision:	2009-07-24	Printdato:	2009-07-24
Produktnr.:	M1206053	SDS-ID:	DK/10.0

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tekniske foranstaltninger: Ingen særlige krav. Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig.

<u>Kemisk navn:</u>	<u>Grænseværdier:</u>	<u>Type:</u>	<u>Anm.:</u>	<u>Referencer:</u>
Butyldiglycol	10 ppm    67,5 mg/m <sup>3</sup>	-	-	AT

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Ved sprøjtning: Brug egnet, luftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med partikelfilter, type P2. Ved risiko for indånding af sprøjtetåger: Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type P2.

Håndbeskyttelse: Ved risiko for stænk: Beskyttelseshandsker af neopren anbefales. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk: Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm anbefales.

Miljøeksponeringskontrol: Ikke kendt.

## 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	gul væske
Lugt:	mild
pH:	12
Kogepunkt:	234-246°C
Flammepunkt:	> 100 °C
Ekspløsningsgrænser:	ikke relevant
Relativ massefylde:	1.03
Opløselighed:	opløselig i vand
Andre oplysninger:	VOC (flygtige organiske forbindelser): 50,2 g/l (beregnet)

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.

Tilstande/materialer, der skal undgås: Opvarmning over 100°C

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen særlige.

Produktnavn:	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Side:	4/ 6
Revision:	2009-07-24	Printdato:	2009-07-24
Produktnr.:	M1206053	SDS-ID:	DK/10.0

---

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding: Sprøjtetåger irriterer luftvejene og kan medføre hoste og åndedrætsbesvær.

Hudkontakt: Virker affedtende. Langvarig kontakt kan medføre rødme og irritation.

Øjenkontakt: Kan virke irriterende.

Indtagelse: Virker irriterende. Kvalme, mavesmerter og opkastning kan forekomme.

Langtidseffekter: Risiko for langtidsskader anses for at være minimal ved erhvervmæssig udsættelse.

---

## 12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet: Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Produktet er let biologisk nedbrydeligt.

Økotoxicitet: Produktet forventes ikke at være giftigt for vandlevende organismer.

Bioakkumulerings-  
potentiale: Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

Andre skadelige effekter: Ingen kendte.

---

## 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Affald i form af rester: EAK-kode: 16 05 09

---

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Produktnavn:	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Side:	5/ 6
Revision:	2009-07-24	Printdato:	2009-07-24
Produktnr.:	M1206053	SDS-ID:	DK/10.0

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faremærkning: På basis af producentens oplysninger om den kemiske sammensætning er produktet ikke omfattet af reglerne om klassificering. Der er dog krav om, at produktet skal forsynes med følgende mærkning:

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Produktet indeholder:

Under 5%: sæbe, anioniske overfladeaktive stoffer

5% eller derover, men under 15%: nonioniske overfladeaktive stoffer

Nationale reguleringer: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.  
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer.  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.  
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.


Produktnavn:	CONCENTRATED SOAP SOLUTION Cat. No. 49900000	Side:	6/ 6
Revision:	2009-07-24	Printdato:	2009-07-24
Produktnr.:	M1206053	SDS-ID:	DK/10.0

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Følgende punkter er blevet revideret eller indeholder nye oplysninger: -  
(\* ) markerer ændringer i forhold til foregående version.

Godkendt af DHI.



Ordlyd af risikosætninger:

R36	Irriterer øjnene.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Udarbejdet af DHI - Centre for Environment and Toxicology, Artvej 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. [www.dhigroup.com](http://www.dhigroup.com).