

Produktnavn: CONDUFAST Side: 1/5
Cat. No. 40100039
Revision: 2009-10-03 Printdato: 2009-10-03
Produktnr.: M1206051 SDS-ID: DK/9.0

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: CONDUFAST PR-nr. Kræves ikke
Cat. No. 40100039
Anvendelse: Til støbning af emner Emballage: 1 kg (*)
Leverandør: Struers A/S Nødtelefon: +45 44 600 800
Pederstrupvej 84 (Kun i åbningstiden)
DK-2750 Ballerup
Tel: +45 44 600 800

Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet. Spørgsmål til indholdet af dette sikkerhedsdatablad kan sendes til:
SDS_info@dhigroup.com

2. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er ikke klassificeret.

Mennesker: Produktets farlige egenskaber anses for at være begrænsede. Produktet indeholder dog en lille mængde allergifremkaldende stof. Se punkt 15.

Miljø: Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Produktet indeholder: polymer.

%:	CAS-nr.:	EF nr.:	Kemisk navn:	Fareklassificering:	Anm.:
30-60	-	-	Jernpulver	-	
30-60	-	-	Methylmethacrylatpolymer	-	
5-15	-	-	Grafitpulver	-	
<1	94-36-0	202-327-6	Dibenzoylperoxid	E;R3 O;R7 R43 Xi;R36	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: Ved ubehag ved støvende arbejde: Søg frisk luft og forbliv i ro.

Hudkontakt: Ved eksem eller andre hudgener: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Hold personen under opsyn. I tilfælde af ubehag: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

Særlige farer: Ved ophedning og brand kan dannes irriterende dampe/gasser.

Produktnavn:	CONDUFAST Cat. No. 40100039	Side:	2/ 5
Revision:	2009-10-03	Printdato:	2009-10-03
Produktnr.:	M1206051	SDS-ID:	DK/9.0

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til jord og vandmiljø.

Metoder til oprydning: Spild fugtes med vand. Spild opsuges med sugende materiale. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering: Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Følg god kemikaliehygiejne.

Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som minimerer kontakt.

Tekniske foranstaltninger: Punktudsugning anbefales.

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen særlige krav.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares i tæt lukket originalemballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af støv skal gøres mindst mulig. Punktudsugning anbefales.

<u>Kemisk navn:</u>	<u>Grænseværdier:</u>	<u>Type:</u>	<u>Anm.:</u>	<u>Referencer:</u>
Organisk støv, total	3 mg/m ³	-	-	AT
Benzoylperoxid	5 mg/m ³	-	-	AT

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type P2.

Håndbeskyttelse: Ved støvende arbejde: Brug beskyttelseshandsker.

Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm anbefales.

Hudbeskyttelse: Ingen særlige krav.

Miljøeksponeringskontrol: Ikke kendt.

Produktnavn: CONDUFAST
Cat. No. 40100039

Side: 3/ 5

Revision: 2009-10-03

Printdato: 2009-10-03

Produktnr.: M1206051

SDS-ID: DK/9.0

9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Udseende: Fine grå-sorter perler
Lugt: mild
pH: ikke oplyst
Kogepunkt: ikke oplyst
Flammepunkt: ikke oplyst
Ekspløsningsgrænser: ikke oplyst
Relativ massefylde: 1.1-1.18
Opløselighed: uopløselig i vand
Andre oplysninger: VOC (flygtige organiske forbindelser): 3,8 g/l (beregnet)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.

Tilstande/materialer,
der skal undgås: Opvarmning. Direkte sollys.

Farlige
nedbrydningsprodukter: Ved ophedning og brand kan dannes irriterende dampe/gasser.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding: Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.

Hudkontakt: Langvarig kontakt kan medføre rødme og irritation. Risiko for udvikling af overfølsomhed eller udløsning af eksisterende overfølsomhed.

Øjenkontakt: Støv i øjnene vil medføre irritation.

Indtagelse: Kan virke irriterende og medføre utilpashed.

Langtidseffekter: Risiko for udvikling af overfølsomhed.

12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet: Produktet er uopløseligt i vand.

Nedbrydelighed: Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.

Økotoksicitet: Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

Bioakkumulerings-
potentiale: Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

Andre skadelige effekter: Ingen kendte.

Produktnavn:	CONDUFAST Cat. No. 40100039	Side:	4/ 5
Revision:	2009-10-03	Printdato:	2009-10-03
Produktnr.:	M1206051	SDS-ID:	DK/9.0

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Affald i form af rester: EAK-kode: 16 05 09

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faremærkning: På basis af producentens oplysninger om den kemiske sammensætning er produktet ikke omfattet af reglerne om klassificering. Der er dog krav om, at produktet skal forsynes med følgende mærkning:

Indeholder Dibenzoylperoxid. Kan udløse allergisk reaktion.

Nationale reguleringer: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer.
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Produktnavn: CONDUFAST
Cat. No. 40100039

Revision: 2009-10-03

Produktnr.: M1206051

Side: 5/ 5

Printdato: 2009-10-03


SDS-ID: DK/9.0

16. ANDRE OPLYSNINGER

Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Følgende punkter er blevet revideret eller indeholder nye oplysninger: 1, 8, 15.
(*) markerer ændringer i forhold til foregående version.

Godkendt af DHI.



Ordlyd af risikosætninger:

R3	Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.
R7	Kan forårsage brand.
R11	Meget brandfarlig.
R36	Irriterer øjnene.
R37/38	Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Udarbejdet af DHI - Centre for Environment and Toxicology, Artens Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. www.dhigroup.com.