

Beacon

操作手册



CE

文档编号 :16297026-01_A_zh
发布日期 :2022.07.06

版权

手册内容版权归 **Struers ApS** 所有。未经 **Struers ApS** 书面许可，请勿对手册内容的任何部分进行复制。

保留所有权利。©Struers ApS 2022.09.20。

目录

1 关于本手册	3
2 安全性	5
2.1 预期用途	5
2.2 Beacon 安全注意事项	5
2.2.1 使用之前务必仔细阅读	5
3 开始使用	5
3.1 设备说明	5
3.2 概述	6
4 安装	6
4.1 在机器上安装信号灯	6
5 废弃处理	7
6 技术数据	7
6.1 技术数据 - 信号灯	7
7 经销商	8

1 关于本手册

说明手册

一定要按照设备自带操作手册中的说明使用 **Struers** 设备。



注释

在使用之前请认真阅读《使用手册》。



注释

如果要查看详细的具体信息,请见本手册的在线版本。

2 安全性

2.1 预期用途

信号灯用于通过灯光和声音,指示 **Struers** 机器的运行状态。

2.2 Beacon 安全注意事项



2.2.1 使用之前务必仔细阅读

忽略此信息和对设备操作不当会导致严重的人身伤害和材料损坏。

有关安装信号灯的机器,请参阅使用手册中的相关部分。

3 开始使用


3.1 设备说明

信号灯由多个模块(光和/或声音)组成。

连接到 **Struers** 设备上的专用连接器。

信号灯使用附带的安装支架安装在机器上。

3.2 概述



4 安装

4.1 在机器上安装信号灯

有关安装信号灯的机器 ,请参阅使用手册中的相关部分。

5 废弃处理



标有 WEEE 符号的设备都含有电气和电子元件。这些设备都不能作为一般废物进行常规处理。

应根据所在国的相关法令采用正确的方法对这些设备进行废弃处理,更多详情请联系您当地的相关部门。

耗材和循环液的处理请遵守本地规定。

6 技术数据

6.1 技术数据 - 信号灯

项目	技术规范	
电源	24 V D/C	
噪声级	1 米距离处的最大噪声为 85.0 dB (A)	
操作环境	环境温度	5 – 40°C/41 – 104°F
	湿度	< 85 % 相对湿度, 无冷凝
存放和运输条件	环境温度	0 – 60°C/32 – 140°F
	湿度	< 85 % 相对湿度, 无冷凝

项目	技术规范	
尺寸和重量	直径	70 mm (28")
	高度	370 mm (14.5")
	重量	0.5 kg (1 lb)
REACH	有关 REACH 的信息 , 请联系当地的 Struers 办事处。	

7 经销商

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup , 丹麦
电话 : +45 44 600 800
传真 : +45 44 600 801
www.struers.com

