

Kit de separare a alcoolului

Manual de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



Drept de autor

Conținutul acestui manual constituie proprietatea Struers ApS. Se interzice reproducerea oricărei secțiuni a acestui manual fără permisiunea scrisă a Struers ApS.

Toate drepturile rezervate. © Struers ApS.

Cuprins

1	Despre acest manual.	4
2	Siguranța	4
2.1	Destinația utilizării	4
3	Începeți	4
3.1	Descrierea dispozitivului	4
3.2	Overview (Cameră generală)	5
4	Eliminare ca deșeu	5
5	Date tehnice	6
5.1	Date tehnice	6
6	Producător	7
	Declarație de încorporare a echipamentelor tehnice parțial finalizate	9

1 Despre acest manual.



ATENȚIE

Echipamentul Struers trebuie utilizat doar așa cum este descris în manualul de utilizare, furnizat împreună cu acesta.



Notă

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Notă

Dacă doriți să vizualizați informații specifice în detaliu, consultați versiunea online a acestui manual.

2 Siguranța

2.1 Destinația utilizării


Kitul de separare a alcoolului este destinat colectării alcoolului rezidual din unitatea de curățare de înaltă presiune. Kitul este destinat exclusiv utilizării cu Xmatic și Xmatic Compact.

3 Începeți

3.1 Descrierea dispozitivului

Kitul de separare a alcoolului este format dintr-o supapă de comutare a scurgerii și o sticlă. Acesta permite colectarea reziduurilor de alcool atunci când alcoolul este utilizat pentru curățarea și uscarea probelor sensibile la apă. Kitul de separare a alcoolului face parte din unitatea de curățare de înaltă presiune și poate fi montat în mașină înainte de livrare.

3.2 Overview (Cameră generală)



4 Eliminare ca deșeu

Contactați autoritățile locale pentru informații privind metoda corectă de eliminare, în conformitate cu legislația națională.

5 Date tehnice

5.1 Date tehnice

Subiect	Specificații	
Directive/Standarde de siguranță Standarde de siguranță	Consultați Declarația de încorporare a echipamentelor tehnice parțial finalizate.	
Mediu de operare	Temperatură ambientală	5 – 40°C/41 – 104°F
	Umiditate	35 - 85 % umiditate relativă, fără condensare
Condiții de depozitare și transport	Temperatură ambientală	0 – 60 °C/32 – 140 °F
	Umiditate	< 85 % umiditate relativă, fără condensare
Dimensiuni și greutate	Lățime	237 mm (9.3")
	Adâncime	444 mm (17,5")
	Înălțime	637 mm (25")
	Greutate	2,8 kg (6 lbs)
Zgomot	Pentru informații privind nivelul de presiune acustică, consultați manualul de utilizare al mașinii la care este conectat kitul de separare a alcoolului.	
REACH	Pentru informații privind REACH, contactați biroul Struers local.	

6 Producător

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danemarca
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilitatea producătorului

Următoarele restricții trebuie respectate, deoarece încălcarea acestora poate conduce la anularea obligațiilor legale ale Struers.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori din textul și/sau ilustrațiile cuprinse în acest manual. Informațiile din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă. Este posibil ca în manual să se menționeze accesorii și componente care nu sunt incluse în versiunea echipamentului livrat.

Producătorul își asumă răspunderea pentru efectele privind siguranța, fiabilitatea și performanța echipamentelor doar în cazul în care acestea sunt utilizate, depanate și întreținute în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Declarație de încorporare a echipamentelor tehnice parțial finalizate

Producător	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Danemarca
Denumire	Kit de separare a alcoolului
Model	N/A
Funcție	Separator de alcool pentru a fi utilizat cu Xmatic sau Xmatic Compact.
Tip	06896904
Utilajul menționat mai sus este destinat exclusiv utilizării cu:	Xmatic, Xmatic Compact
Și nu va fi pus în funcțiune înainte ca utilajul final în care urmează a fi încorporat să fie declarat că se conformează cu acest regulament, dacă este cazul.	
Nr. de serie	



Modulul H, conform abordării globale

UE

Prin prezenta declarăm că produsul menționat este în conformitate cu următoarele legislații, directive și standarde:

2006/42/CE

2011/65/UE

2014/30/UE

Autorizat pentru întocmirea fișierului tehnic:
Semnatar autorizat

Data: [Release date]

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library