

容量	高度 x 长度	42 x 120 mm (1.7" x 4.7")
	直径	90 mm (3.5")
	切割长度	135 mm (5.3")
切割轮	直径	250 mm (10")
	心轴直径	32 mm (1.26")
切割轮电机	旋转速度	2910 rpm (50 Hz)/3520 rpm (60 Hz)
	切割轮高度调整	-
切割台	宽度	316 mm (12.4")
	深度	225 mm (8.9")
	T 形槽	T 形槽，带可更换的 T 形槽板，10 mm (6 件 + 1 件)
	进给速度	手动控制
激光		选项（激光等级 2）
软件和电子元器件	控制	按钮箔
	显示	-
安全标准		见符合性声明
操作环境	环境温度	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	湿度	35 - 85 % RH, 不凝结
电源 1	电压/频率	3 x 200 V (50 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	功率 S3 60%	2.2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3.2 kW (4.3 hp)
	电流，额定载荷	9.6 A
	最大电流	19.2 A
	最大电机的额定电流或载荷	8.6 A

电源 2	电压/频率	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	功率 S3 60%	2.2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3.2 kW (4.3 hp)
	电流, 额定载荷	10.4 A
	最大电流	20.8 A
	最大电机的额定电流或载荷	9.4 A
电源 3	电压/频率	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	功率 S3 60%	2.2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3.2 kW (4.3 hp)
	电流, 额定载荷	8.5 A
	最大电流	17 A
	最大电机的额定电流或载荷	7.5 A
供电电源 4	电压/频率	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	功率 S3 60%	2.2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3.2 kW (4.3 hp)
	电流, 额定载荷	9.2 A
	最大电流	18.4 A
	最大电机的额定电流或载荷	8.2 A
电源 5	电压/频率	3 x 380 - 415 V (50 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	功率 S3 60%	2.2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3.2 kW (4.3 hp)
	电流, 额定载荷	5.3 A
	最大电流	10.6 A
	最大电机的额定电流或载荷	4.3 A

电源 6	电压/频率	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	功率 S3 60%	2.2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3.2 kW (4.3 hp)
	电流, 额定载荷	5.7 A
	最大电流	11.4 A
	最大电机的额定电流或载荷	4.7 A
电源 7	电压/频率	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	电源输入	3L + (N) + PE
	功率 S3 60%	2.2 kW (3 hp)
	Power S3 15 %	3.2 kW (4.3 hp)
	电流, 额定载荷	5.2 A
	最大电流	10.4 A
	最大电机的额定电流或载荷	4.2 A
冷却系统	选项	冷却系统 3
排气	推荐容量	50 m³/h (1766 ft³/h)
高级功能	X 切割台, 手动	N/A
	X 支架, 手动	N/A
	旋转台	不适用
安全电路/性能等级	主传动紧急停止	PL c
	安全防护装置安全联锁	PL e
	安全防护装置安全联锁锁定	PL c
	安全防护装置安全联锁锁定后运行	PL b
	安全防护装置安全联锁断电	PL c
	冷却液紧急停止	PL c
	切割轮防护装置冷却出口保护	PL c
残余电流断路器 (RCCB)		推荐用 A 类, 30 mA (或更好)
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 70.5 dB(A) (测量值)。不确定性 K = 4 dB(A) 所作的测量符合 EN ISO 11202
振动水平	声明的振动发射值	机身上半部分的总体振动不得超过 2.5 m/s²。

尺寸和重量	宽度（机身）	70 cm (27.6")
	宽度（含手柄和冲洗枪）	96 cm (37.8")
	宽度（一个通道）	左侧：132 cm (52")
	宽度（二个扩展台）	不适用
	深度	76 cm (30")
	高度（防护装置关闭，含手柄）	53 cm (20.8")
	高度（防护装置打开）	90 cm (35.4")
	重量	75 kg (165 lbs)