

Cooli system		
Rozměry a hmotnost: – 50l nádrž	Výška s čerpadlem a Cooli-1	260 mm (10,2")
	Šířka	520 mm (20,7")
	Šířka s prodlouženou rukojetí	530 mm (21")
	Hloubka	460 mm (18,1")
	Objem	50 l (13,2 galonu)
	Hmotnost	23 kg (50,7 lb)
Rozměry a hmotnost – 100l nádrž	Výška s čerpadlem a Cooli-1	260 mm (10,2")
	Šířka	730 mm (28,7")
	Šířka s prodlouženou rukojetí	740 mm (29,0")
	Hloubka	670 mm (26,4")
	Objem	100 l (26,4 galonu)
	Hmotnost	25 kg (55,1 lb)
Rozměry a hmotnost – 150l nádrž	Výška s čerpadlem a Cooli-1	740 mm (29,1")
	Šířka	830 mm (32,7")
	Hloubka	760 mm (29,9")
	Objem	150 l (39,6 galonu)
	Hmotnost	46 kg (101,4 lb)
Malé čerpadlo	Průtok	60 l/min při 1 baru (16 gal/min při 14,5 psi)
	Spotřeba energie	90–120 W
	Výstup vody	GEKA 3/4", bajonet
Malé čerpadlo, 1 × 100 V / 50 Hz	Spotřeba energie	120 W
	Proud, maximální zatížení	1,5 A
	Proud, maximální zatížení	3 A
Malé čerpadlo, 1 × 100–120 V / 60 Hz	Spotřeba energie	120 W
	Proud, maximální zatížení	1,7 A
	Proud, maximální zatížení	3,4 A
Malé čerpadlo, 1 × 100–120 V / 50/60 Hz	Spotřeba energie	120 W
	Proud, maximální zatížení	1,8 A
	Proud, maximální zatížení	3,6 A

Cooli system		
Malé čerpadlo, 1 × 220–240 V / 50 Hz	Spotřeba energie	90 W
	Proud, maximální zatížení	0,7 A
	Proud, maximální zatížení	1,4 A
Malé čerpadlo, 1 × 220–240 V / 60 Hz	Spotřeba energie	90 W
	Proud, maximální zatížení	0,87 A
	Proud, maximální zatížení	1,74 A
Velké čerpadlo/velké čerpadlo, dlouhé	Průtok	125 l/min při 1 baru (33 gal/min při 15,5 psi)
	Spotřeba energie	550 W
	Výstup vody	GEKA 3/4", bajonet
Velké čerpadlo / velké čerpadlo (dlouhé), 1 × 100 V / 50 Hz	Spotřeba energie	550 W
	Proud, maximální zatížení	8,6 A
	Proud, maximální zatížení	17,2 A
Velké čerpadlo / velké čerpadlo (dlouhé), 1 × 100–120 V / 60 Hz	Spotřeba energie	550 W
	Proud, maximální zatížení	8,5 A
	Proud, maximální zatížení	17 A
Velké čerpadlo / velké čerpadlo (dlouhé), 1 × 220–240 V / 50 Hz	Spotřeba energie	550 W
	Proud, maximální zatížení	4,6 A
	Proud, maximální zatížení	9,2 A
Velké čerpadlo / velké čerpadlo (dlouhé), 1 × 220–240 V / 60 Hz	Spotřeba energie	550 W
	Proud, maximální zatížení	4,5 A
	Proud, maximální zatížení	9 A
Kategorie bezpečnostního obvodu / úroveň výkonu	Nouzové zastavení z hlavního stroje	PL c, kategorie 1 Kategorie zastavení 0
Hladina hluku	Měřená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 71,1 dB(A) (naměřená hodnota) (V kombinaci s: řezání tyče Labotom-5 z hliníkové slitiny Ø 40 mm.) Nejistota K = 4 dB Měření provedena v souladu s normou EN ISO 11202

Cooli system			
ŘÍDICÍ JEDNOTKA			
Rozměry a hmotnost	Výška	187 mm (7,3")	
	Šířka	226 mm (8,9")	
	Hloubka	166 mm (6,5")	
	Hmotnost	3,4 kg / 7,5 lb	
Zdroj proudu	Napětí	100–240V / 50/60 Hz	
	Vstup napájení	1fázové (N+L1+PE) 2kolíková zástrčka (evropská Schuko) nebo 3kolíková zástrčka (severoamerická NEMA) je určena pro použití na jednofázových elektrických připojeních. Elektrická instalace musí odpovídat „kategorii instalace II“.	
	Spotřeba energie	710 W	
	Napájení, nečinnost	5 W	
	Proud, maximální zatížení	8,7 A	
	Proud, maximální zatížení	17,4 A	
	Proudový chránič (RCCB)		Doporučuje se typ AC 30 mA (nebo lepší)
	Bezpečnostní normy/směrnice/předpisy		Viz Prohlášení o shodě / Návod k použití
Provozní prostředí	Okolní teplota	4–40 °C (41–104 °F)	
	Vlhkost	10–85 % relativní vlhkosti nekondenzujících (10–85 % RV nekondenzujících)	
	Okolní teplota	0–60 °C (32–140 °F)	
Skladování	Vlhkost	10–85 % relativní vlhkosti nekondenzujících (10–85 % RV nekondenzujících)	