


		Accutom-100
Kapacita	Výška x délka	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Délka řezání	40 mm / 195 mm (1,6"/7,7") pro průměr 25 mm
Řezný kotouč	Průměr	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Průměr trnu	12,7 mm (0,5")
Kapacita broušení	Výška x délka	95 x 95 mm (3,7" x 3,7")
Brusný hrnec	Průměr	100 mm (4") - 150 mm (6") pr.
	Průměr trnu	12,7 mm (0,5")
Motor	Rychlost otáčení	300-5000 ot./min., nastavitelné v krocích po 50 ot./min.
	Rychlost podávání při řezání	Rychlost podávání 0,005-3 mm/s, nastavitelné v krocích po 0,005 mm/s
	Rychlost podávání při broušení	Rychlost podávání 0,5-7,5 mm/s, nastavitelné v krocích po 0,5 mm/s
	Rychlost polohování	Y = 13 mm/s
	Délka polohování	Směr Y: 110 mm (přesnost 0,1 mm)
Rameno držáku vzorků	Pohyb X	Ano
	Otáčení	Ano
	Oscilace	Ano
	Automatické otáčení držáku vzorků (před řezáním)	Ano
	Rychlost polohování	X = 10 mm/s. Rozsah polohování směr X: 60
	Délka polohování	Směr X: 60 mm (přesnost 0,005 mm)
Software a elektronika	Ovládací prvky	Dotyková podložka, tlačítko Otočit/stisknout
	Displej	LCD, TFT barevný, 320 x 240 bodů s LED podsvícením
Bezpečnostní normy		Značení CE podle směrnic EU
REACH		Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.
Provozní prostředí	Okolní teplota	5-40 °C (41-104 °F)
	Vlhkost	< 85 % RV bez kondenzace

		Accutom-100
Zdroj proudu	Napětí/frekvence	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
	Vstup napájení	1 fáze (N+L1+PE) nebo 2 fáze (L1+L2+PE) Elektrická instalace musí odpovídat kategorii instalace II
	Napájení S1	1 080 W
	Napájení S3	Není relevantní
	Napájení, nečinnost	45 W
	Proud, max.	9,1 A
	Chladicí systém	Zabudované
Odtah	Doporučená kapacita	30 m³/h (1 060 ft³/h)
Pokročilé funkce	Stůl X, automatický	Ne
	Stojan X, ruční	Ne
	Otočný stojan	Ne
Kategorie bezpečnostního obvodu / úroveň výkonu	Ochranný bezpečnostní spínací systém	PL d, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Ochranný zámek	PL b, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Funkce Hold-to-run	PL d, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Nouzový vypínač	PL c, kategorie 1 Kategorie zastavení 0
	Neúmyslné spuštění kapalinového systému	PL b, kategorie 3
	Sledování rychlosti - pohyb konzoly řezného kotouče/brusného poháru	PL d, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Rychlost otáčení řezacího kotouče / monitorování řezacího hrnce	PL d, kategorie 3
Proudový chránič (RCCB)		Není relevantní
Hladina hluku	Měřená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 67 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB
Úroveň vibrací	Deklarovaná hodnota vibrací	Není relevantní
Rozměry a hmotnost	Šířka	64,6 cm (25,4")
	Hloubka se zástrčkou	78 cm (30,7") se zástrčkou
	Výška, ochranný kryt uzavřený	44 cm (17,3"), ochranný kryt uzavřený
	Výška, ochranný kryt otevřený	91 cm (35,8"), ochranný kryt otevřený
	Hmotnost	68 kg (150 lbs)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Accutom-100

Dokument č.: 16177750_C_cs
Datum vydání: 2023.11.01