

		LectroPol-5
Lešticí výkon	Lešticí výkon	Max. 600 W (100 V / 6 A)
	Leptací výkon	Max. 150 W (25 V / 6 A)
	Externí leptací výkon	Max. 22,5 W (15 V / 1,5 A)
Napětí/proud pro leštění	Leštění	0-100 V (kroky po 1 V) / 6 A
	Leptání	0-25 V (kroky po 0,5 V) / 6 A
	Vnější leptání	0-15 V (kroky po 0,5 V) / 1,5 A
Lešticí zóna	Max. výška vzorového kusu	40 mm (1,6") (100 mm s prodlužovacím ramenem)
	Max. průměr vzorového kusu	cca 10 cm (3,9")
	Max. lešticí plocha	5 cm ² (0,35")
Databáze	Metody Struers	10
	Metody definované uživatelem	20
Provozní prostředí	Okolní teplota	5-40 °C (41-104 °F)
	Teplota elektrolytu	-50-40 °C (-58-104 °F) (pod nulou pouze s nízkoteplotní lešt. jednotkou)
	Vlhkost	35-85% RV bez kondenzace
Podmínky skladování a přepravy	Okolní teplota	0-40 °C (32-140 °F)
	Vlhkost	0-95 % RV bez kondenzace
Zdroj proudu	Napětí (s voličem)	100-120 V (50-60 Hz) 220-240 V (50-60 Hz)
	Vnitřní pojistka	2x10 PŘI 250 V, 6,3 x 32 mm (0,25" x 1,26")
	Napájení, vstup	1 fáze (N+L1+PE) nebo 2 fáze (L1+L2+PE) Elektrická instalace musí odpovídat kategorii instalace II
	Proud, maximální zatížení	9,8 A při 100-120 V 4,9 A při 220-240 V
Kategorie bezpečnostního obvodu/Úroveň výkonu	Zablokování pracovní zóny	EN 60204-1, kategorie zastavení 0 EN ISO 13849-1, kategorie 1 PL c
Proudový chránič (RCCB)		Doporučuje se typ A, 30 mA (nebo lepší)
Přívod chladiva (pro lešticí stůl)	Tlak, voda z kohoutku	1-9,9 baru (14,5-143 psi)
	Přívod vody	Průměr: G 3/4" (3/4" BSP)
	Výstup vody	Průměr hadice: OD 8 / ID 4 mm (OD 0,3" / ID 0,2") - bez zpětného tlaku
	Průměr chladicího potrubí - Nízká teplota Jednotka	Průměr: OD 6 / ID 4 mm (OD 0,24" / ID 0,2")

		LectroPol-5
Bezpečnostní normy		Značení CE podle směrnic EU
REACH		Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.
Hladina hluku	Vážená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 55,4 dB(A) (naměřená hodnota) Nejistota K = 4 dB Měření provedena v souladu s EN ISO 11202
Úroveň vibrací	Deklarovaná emise vibrací	Není relevantní
Rozměry a hmotnost - řídicí jednotka	Šířka	38,5 cm (15,2")
	Hloubka	35 cm (13,8")
	Výška	16 cm (6,3")
	Hmotnost	18 kg (40 lb)
Rozměry a hmotnost - leštící jednotka	Šířka	23,5 cm (9,3")
	Hloubka	37 cm (14,6")
	Výška	34,5 cm (13,6")
	Délka - přípojovací kabel	2 m (6,5 stopy)
	Hmotnost - leštící jednotka	6,3 kg (14 lb)
	Max. objem - nádoba s elektrolytem	750 ml (25,4 oz)