

		Labotom-5
Kapacitet	Højde x Længde	42 x 120 mm (1,7" x 4,7")
	Diameter	90 mm (3,5")
	Skærelængde	135 mm (5,3")
Skæreskive	Diameter	250 mm (10")
	Diameter på bor	32 mm (1,26")
Skæreskivemotor	Rotationshastighed	2910 o/min. (50 Hz)/3520 o/min. (60 Hz)
	Højdejustering af skæreskive	-
Skærebord	Bredde	316 mm (12,4")
	Dybde	225 mm (8,9")
	T-spor	T-spor med udskiftelige T-sporplader, 10 mm (6 stk.)
	Fremføringshastighed	Manuel kontrol
Laser		Valgfrit (laserklasse op til 2M)
Software og elektronik	Taster	Knapfolie
	Display	-
Sikkerhedsstandarder		Se Overensstemmelseserklæring
Driftsmiljø	Omgivende temperatur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Fugtighed	35-85 % RH ikke-kondenserende
Strømforsyning 1	Spænding/frekvens	3 x 200 V (50 Hz)
	Strømindgang	3L + (N) + PE
	Strøm S3 60%	2,2 W (3 hp)
	Strøm S3 15 %	3,2 W (4,3 hp)
	Strøm, nominel belastning	9,6 A
	Current, maks.	19,2 A
	Ampereværdi for den største motor eller belastning	8,6 A

Labotom-5		
Strømforsyning 2	Spænding/frekvens	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Strømindgang	3L + (N) + PE
	Strøm S3 60%	2,2 W (3 hp)
	Strøm S3 15 %	3,2 W (4,3 hp)
	Strøm, nominel belastning	10,4 A
	Current, maks.	20,8 A
	Ampereværdi for den største motor eller belastning	9,4 A
Strømforsyning 3	Spænding/frekvens	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Strømindgang	3L + (N) + PE
	Strøm S3 60%	2,2 W (3 hp)
	Strøm S3 15 %	3,2 W (4,3 hp)
	Strøm, nominel belastning	8,5 A
	Current, maks.	17 A
	Ampereværdi for den største motor eller belastning	7,5 A
Strømforsyning 4	Spænding/frekvens	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Strømindgang	3L + (N) + PE
	Strøm S3 60%	2,2 W (3 hp)
	Strøm S3 15 %	3,2 W (4,3 hp)
	Strøm, nominel belastning	9,2 A
	Current, maks.	18,4 A
	Ampereværdi for den største motor eller belastning	8,2 A
Strømforsyning 5	Spænding/frekvens	3 x 380 - 415 V (50 Hz)
	Strømindgang	3L + (N) + PE
	Strøm S3 60%	2,2 W (3 hp)
	Strøm S3 15 %	3,2 W (4,3 hp)
	Strøm, nominel belastning	5,3 A
	Current, maks.	10,6 A
	Ampereværdi for den største motor eller belastning	4,3 A

Labotom-5		
Strømforsyning 6	Spænding/frekvens	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Strømindgang	3L + (N) + PE
	Strøm S3 60%	2,2 W (3 hp)
	Strøm S3 15 %	3,2 W (4,3 hp)
	Strøm, nominel belastning	5,7 A
	Current, maks.	11,4 A
	Ampereværdi for den største motor eller belastning	4,7 A
Strømforsyning 7	Spænding/frekvens	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	Strømindgang	3L + (N) + PE
	Strøm S3 60%	2,2 W (3 hp)
	Strøm S3 15 %	3,2 W (4,3 hp)
	Strøm, nominel belastning	5,2 A
	Current, maks.	10,4 A
	Ampereværdi for den største motor eller belastning	4,2 A
Kølesystem	Valgfri	Kølesystem 3
Udsugning	Anbefalet kapacitet	50 m ³ /t (1750 fod ³ /t)
Avancerede funktioner	X-bord, manuelt	Ikke relevant
	X-stativ, manuelt	Ikke relevant
	Roterende stativ	Ikke relevant
Kategorier for sikkerhedskredsløb/Ydelsesniveau	Nødstop	PL c, kategori 1 Stopkategori 0
	Sikkerhedskærm	PL d, kategori 3 Stopkategori 0
	Sikkerhedslås	PL a, kategori B Stopkategori 0
	Utløst start af recirkulationsvæske	PL c, kategori 1 Stopkategori 0
Afbryder til overskydende strøm		Type A, 30 mA (eller bedre) er påkrævet
Lydniveau	A - vægtet lydtrykniveau ved arbejdsstationer	LpA = 70,5 dB(A) (målt værdi). Usikkerhed K = 4 dB(A) Målinger foretaget i henhold til EN ISO 11202
Vibrationsniveau	Erklæret vibrationsemission	Den totale vibrationseksponering for øvre dele af kroppen overstiger ikke 2,5 m/s ² .

		Labotom-5
Dimensioner og vægt	Bredde (hoveddel)	70 cm (27,6")
	Bredde (med håndtag og spulepistol)	96 cm (37,8")
	Bredde (en tunnel)	Venstre: 132 cm (52")
	Bredde (to tunneler)	Ikke relevant
	Dybde	76 cm (30")
	Højde (afskærmning lukket, håndtag inkluderet)	53 cm (20,8")
	Højde (afskærmning åben)	90 cm (35,4")
	Vægt	75 kg (165 lbs)