

Accutom-10		
Capaciteit	Hoogte x Lengte	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Snijlengte	40 mm/195 mm (1,6"/7,7") voor 25 mm diameter
Doorslijpschijf	Diameter	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Diameter van de as	12,7 mm (0,5")
Slijpvermogen	Hoogte x Lengte	NVT
Motor	Rotatiesnelheid	300 - 3000 tpm, instelbaar in stappen van 50 tpm
	Snijnsnelheid	Voedingssnelheid: 0,005 - 3 mm/s, instelbaar in stappen van 0,005 mm/s
	Positioneringssnelheid	Y = 13 mm/s
	Positioneringslengte	Y-richting: 110 mm (precisie 0,1 mm)
Arm voor prepraathouder	X-beweging	Ja.
	Rotatie	Ja.
	Oscillatie	Ja.
	Automatische rotatie van de prepraathouder (vóór het snijden)	Nee
	Positioneringssnelheid	X = 10 mm/s
	Positioneringslengte	X-richting: 60 mm (precisie 0,005 mm)
Software en elektronica	Bedieningselementen	Touchpad, Draai-/drukknop
	Weergave	LCD, TFT-kleur 5,7", 320 x 240 dots met LED-achtergrondverlichting
Veiligheidsnormen		Zie de conformiteitsverklaring
REACH		Neem voor informatie over REACH contact op met uw lokaal Struers kantoor.
Werkomgeving	Omgevingstemperatuur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Vochtigheid	< 85 % RH niet-condenserend
Stroomvoorziening	Spanning/frequentie	200-240 V/50-60 Hz
	Stroom aansluiting	1-fase (N+L1+PE) of 2-fase (L1+L2+PE) De elektrische installatie moet voldoen aan Installatiecategorie II
	Vermogen S1	1080 W
	Power S3	NVT
	Vermogen, onbelast	45 W
	Stroom, max.	9,1 A
Koelsysteem	Ingebouwd	4,75 L (1¼ gallon), 1,6 L/min (0,4 gallon/min)

Accutom-10		
Uitlaat	Aanbevolen capaciteit	30 m³/h (1060 ft³/h)
Geavanceerde functies	X-tafel, automatisch	Nee
	X-stand, handleiding	Nee
	Roterende standaard	Nee
Categorieën veiligheidscircuits/Prestatieniveau	Beveiligingsschakelsysteem	PL d, categorie 3 Stop categorie 0
	Afschermingsvergrendeling	PL b, Categorie 3 Stop categorie 0
	Vasthoudfunctie	PL d, categorie 3 Stop categorie 0
	Noodstop	PL c, Categorie 1 Stop categorie 0
	Onbedoelde start van het vloeistofsysteem	PL b, Categorie 3
	Snelheidsbewaking - doorslijpschijf/komschijfconsole beweging	PL d, categorie 3 Stop categorie 0
	Rotatiesnelheid van de doorslijpschijf-/komschijfbewaking	PL d, categorie 3
Aardlekschakelaar		NVT
Geluidsniveau	A-gewogen geluidsemissiedrukniveau op de werkplekken	LpA = 67 dB(A) (gemeten waarde). Onzekerheid K = 4 dB
Trillingsniveau	Opgegeven trillingsemissie	NVT
Afmetingen en gewicht	Breedte	64,6 cm (25,4")
	Diepte, met stekker	78 cm (30,7") met stekker
	Hoogte, afscherming gesloten	44 cm (17,3"), afscherming gesloten
	Hoogte, afscherming open	91 cm (35,8"), afscherming open
	Gewicht	68 kg (150 lbs)