

LaboDoser-100		
Veiligheidsnormen/richtlijnen/wetgeving		Inbouwverklaring van gedeeltelijk voltooide machines
REACH		Neem contact op met uw plaatselijke Struers-vestiging voor informatie over REACH.
Werkomgeving	Omgevingstemperatuur	5-40 °C (41-104 °F)
	Vochtigheid	<85% RH niet-condenserend
	Omgevingstemperatuur	0-60 °C (32-140 °F)
Voorwaarden voor opslag en transport	Vochtigheid	<85% RH niet-condenserend
Afmetingen en gewicht	Breedte	19,0 cm (7.5")
	Diepte	30,6 cm (12.0")
	Hoogte	11,5 cm (4.5")
	Gewicht	1,9 kg (4.2 lbs)