

Secotom-6		
Capaciteit	Hoogte x Lengte	42 x 170 mm (1,7" x 6,7")
	Diameter	42 mm (1,7")
	Snijlengte	0 - 200 mm (0 - 7,9") in steps of 0,1 mm
Doorslijpschijf	Diameter	75 - 203 mm (3 - 8") Voor doorslijpschijven <150 mm (6") moet het werkstuk van de snijtafel worden opgetild
	Diameter van de as	12,7 mm (0,5") en 22 mm (0,86")
Motor met doorslijpschijf	Rotatiesnelheid	1.000 - 3.000 tpm in stappen van 100 tpm
	Hoogteverstelling van de doorslijpschijf	–
Snijtafel	Breedte	253 mm (10")
	Diepte	180 mm (7.1")
	T-sleuven	T-gleuf tafelunit, 8,0 mm
	Voedingssnelheid	0.005 - 3.0 mm/s (0.3 - 7"/min.) in stappen van 0,005 mm
Laser		NVT
Software en elektronica	Bedieningselementen	Touchpad, joystick en draai-/drukknop
	Weergave	LCD, TFT-kleur 5,7", 320 x 240 dots met LED-achtergrondverlichting
Veiligheidsnormen		CE-gemarkeerd volgens EU-richtlijnen
REACH		Neem contact op met uw plaatselijke Struers-vestiging voor informatie over REACH.
Werkomgeving	Omgevingstemperatuur	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Vochtigheid	<85% RH niet-condenserend
Stroomvoorziening	Spanning/frequentie	200 - 240 V (50 - 60 Hz)
	Stroom aansluiting	1-fase (N+L1+PE) of 2-fase (L1+L2+PE) De elektrische installatie moet voldoen aan Installatiecategorie II
	Vermogen S1	0,75 kW
	Power S3	1,0 kW
	Vermogen, onbelast	13 W
	Stroom, max.	11,7 A
Koelsysteem		Leidingwater of recirculatiesysteem

Secotom-6		
Categorieën veiligheidscircuits/Prestatieniveau	Beveiligingsschakelsysteem	PL e, Categorie 3 Stop categorie 0
	Afschermingsvergrendeling	PL b, Categorie 3 Stop categorie 0
	Vasthoudfunctie	PL d, categorie 1 Stop categorie 0
	Noodstop	PL c, Categorie 1 Stop categorie 0
	Onbedoelde start van het vloeistofsysteem	PL b, Categorie 3
	Bewaking van de assnelheid - Y-tafelbeweging	PL d, categorie 3 Stop categorie 0
	Bewaking van de doorslijpschijf en snelheidsbegrenzing	PL d, categorie 3
	Bewaking van het astoerental, verticale asbeweging	NVT
Uitlaat	Aanbevolen capaciteit	50 m³/h (1766 ft³/h) bij 0 mm watermeter
Geavanceerde functies	X-tafel, automatisch	Nee
	X-standaard, handleiding	Nee
	Roterende standaard	Nee
Geluidsniveau	A-gewogen geluidsemissiedrukkniveau op de werkplekken	LpA = 66 dB(A) (gemeten waarde) Onzekerheid K = 4 dB Metingen uitgevoerd volgens EN ISO 11202
Trillingsniveau	Opgegeven trillingsemissie	NVT
Afmetingen en gewicht	Breedte	64 cm (25.4")
	Diepte (met stekker)	78 cm (27.6")
	Hoogte (bewaking gesloten)	44 cm (17.3")
	Hoogte (bewaking open)	105.5 cm (41.5")
	Gewicht	67 kg (148 lbs)