

		Discotom-100
Capaciteit	Hoogte x Lengte	65 x 160 mm (2,6 x 6,3")
	Diameter	119 mm (4,7")
	Snijlengte	195 mm (7,7")
Doorslijpschijf	Diameter	300 mm (12")
	Diameter van de as	32 mm (1,26")
Motor met doorslijpschijf	Rotatiesnelheid	1500-3000 tpm
	Hoogteverstelling van de doorslijpschijf	165 mm (6,5")
Snijtafel	Breedte	538 mm (21,2")
	Diepte	270 mm (10,6")
	T-sleuven	10 mm (0,39")
	Max. positioneringssnelheid	Y = 20 mm/s (0,8"/s). X= 10 mm/s (0,4"/s)
	Voedingssnelheid	0,05-2,5 mm/s in stappen van 0,05 mm (2-200 mm/s in stappen van 2 mm)
Laser		Optioneel (laserklasse tot 2M)
Software en elektronica	Bedieningselementen	Touchpad
	Weergave	LCD, TFT-kleur 5,7", 320 x 240 dots met LED-achtergrondverlichting
Veiligheidsnormen		CE-gelabeld volgens EU-richtlijnen
REACH		Neem contact op met uw plaatselijke Struers-vestiging voor informatie over REACH.
Werkomgeving	Omgevingstemperatuur	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Vochtigheid	35 - 85 % RH niet-condenserend
Stroomvoorziening 1	Spanning/frequentie	3 x 200-240 V / 50-60 Hz
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S1	4 kW (5,4 pk)
	Stroom, nominale belasting	16 A
	Stroom, max.	30 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	14,7 A

		Discotom-100
Stroomvoorziening 2	Spanning/frequentie	3 x 380-480 V-50-60 Hz
	Stroom aansluiting	3L + (N) + PE
	Vermogen S1	4 kW (5,4 pk)
	Stroom, nominale belasting	8 A
	Stroom, max.	15 A
	Ampèrewaarde van de grootste motor of belasting	8,5 A
Koelsysteem		Koelsysteem 4
Uitlaat	Aanbevolen capaciteit	50 m ³ /u / 1750 ft ³ /u op 0 mm (0") watermeter
Geavanceerde functies	X-tafel, automatisch	Ja., formaat 240 x 270 mm (9,4" x 10,6")
	X-stand, handleiding	Nee
	Roterende standaard	Nee
Categorieën veiligheidscircuits/Prestatieniveau	Noodstop	PL c, Categorie 1 Stopcategorie 0
	Beveiliging	PL d, Categorie 3 Stopcategorie 0
	Veiligheidsslot	PL a, Categorie B Stopcategorie 0
	Onbedoelde start van recirculatievloeistof	PL b, Categorie 1
	Vasthoudfunctie	PL d, Categorie 3 Stop categorie 0
Aardlekschakelaar		Type B, 30 mA (of beter) is vereist
Geluidsniveau	A-gewogen geluidsemissiedrukkniveau op de werkplekken	LpA = 79,5 dB(A) (gemeten waarde) Onzekerheid K = 4 dB(A) Metingen uitgevoerd volgens EN ISO 11202
Trillingsniveau	Opgegeven trillingsemissie	Totale blootstelling aan trillingen van de bovenste lichaamsdelen is niet hoger dan 2,5 m/s ² .

		Discotom-100
Afmetingen en gewicht	Breedte (hoofdgedeelte)	92 cm (36,1")
	Breedte (met handvat en spoelpistool)	105 cm (41,4")
	Breedte (één tunnel)	Links: 140 cm (55,1")
	Breedte (twee tunnels)	NVT
	Diepte	89 cm (34,9")
	Hoogte (bescherming gesloten, handvat inbegrepen)	87 cm (34,2")
	Hoogte (bewaking open)	108 cm (42,5")
	Gewicht	204 kg (450 lbs)