

		Laboforce-Mi
<b>Prooviliigutaja Prooviliigutaja</b>	Proovihoidja	
	Jõud	2,5-20 N individuaalne proov
	Pöörlemiskiirus	
	rotsessis	3 pööret minutis
	Pöörlemissuund	Vastupäeva, päripäeva
	Mootor	15 W
	Pöördemoment	> 49 Nm
<b>Ohutusnormid/direktiivid/õigusaktid</b>		Vaadake vastavusdeklaratsioon/kasutusjuhendit Vaata vastavusdeklaratsiooni/kasutusjuhendit.
<b>REACH</b>		REACHi kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Struersi kontoriga.
<b>Töökeskkond</b>	Ümbritsev õhutemperatuur	-
	Töötamise ajal	5-40 °C (41-104 °F)
	Transpordi ajal	0-60 °C (32-104 °F)
	Niiskus	< 85% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv
<b>Toide</b>	Pinge/sagedus	1x 24 V alalisvool
	Toitesisend	Ühendatakse otse Labopoliga
	Võimsus	
	Nimikoormus	15 W
	Vool	
	Nominaalne	0,6 A
	Maks.	1,5 A
	Vool, suurim koormus	0,5 A
<b>Mõõdud ja kaal</b>	Laius	18,3 cm (7,2")
	Sügavus	43,5 cm (17,1")
	Kõrgus	44,8 cm (17,6") töötlusketalt mõõdetuna
	Kõrgus (avatud kaanega)	
	Kaal	13 kg (29 naela)
<b>Müra tase</b>	A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase töökohtades	vt Labopoli tehnilisi andmeid