

LaboDoser-100		
Normes de sécurité/directives/législation		Voir la Déclaration d'incorporation d'une quasi-machine
REACH		Pour en savoir plus sur la REACH, contactez votre agence locale Struers.
Environnement opérationnel	Température ambiante	5-40 °C (41-104 °F)
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
	Température ambiante	0-60 °C (32-140 °F)
Conditions de stockage et de transport	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Dimensions et poids	Largeur	19,0 cm (7,5")
	Profondeur	30,6 cm (12,0")
	Hauteur	11,5 cm (4,5")
	Poids	1,9 kg (4,2 lbs)