

		<b>Secotom-60</b>
<b>Capacità</b>	Altezza x Lunghezza	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Diametro	70 mm (2,8")
	Lunghezza di taglio	0 - 200 mm (0 - 7,9") in intervalli di 0,1 mm
<b>Disco di taglio</b>	Diametro	75 - 203 mm (3 - 8")
	Diametro dell'albero	12,7 mm (0,5") e 22 mm (0,86")
<b>Motore del disco di taglio</b>	Velocità di rotazione	300 - 5.000 gpm in incrementi di 100 gpm
	Regolazione altezza del disco di taglio	40 mm (1,6") automatica
<b>Tavola di taglio</b>	Larghezza	258 mm (10,2")
	Profondità	184 mm (7,2")
	Scanalature a T	Scanalatura a T con piastre a T intercambiabili, 8,0 mm (7 pz.)
	Velocità di avanzamento	0,005 - 3,0 mm/s (0,3 - 7"/min) in intervalli di 0,005 mm
<b>Laser</b>		Classe 1M
<b>Software ed elettronica</b>	Comandi	Touch pad, joystick e manopola multifunzione
	Display	LCD, Schermo TFT a colori da 5,7", 320x240 punti con retroilluminazione LED
<b>Normative sulla sicurezza</b>		Marchio CE secondo le Direttive UE
<b>REACH</b>		Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.
<b>Ambiente lavorativo</b>	Temperatura ambiente	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umidità	< 85 % RH senza condensa
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio/frequenza	200 - 240 V (50 - 60 Hz)
	Ingresso alimentazione	Monofase (N+L1+PE) o bifase (L1+L2+PE) L'impianto elettrico dev'essere conforme alla Categoria di installazione II
	Alimentazione S1	1,1 kW
	Alimentazione S3	1,5 kW
	Alimentazione, inattività	13 W
	Corrente, max	14,8 A
<b>Sistema di ricircolo</b>		Erogazione dell'acqua o sistema di ricircolo

<b>Secotom-60</b>		
<b>Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello delle prestazioni</b>	Sistema con interruttore di sicurezza della protezione	PL e, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Blocco di protezione	PL b, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Funzione pulsante di ritenuta (Hold-to-run)	PL d, Categoria 1 Categoria arresto 0
	Arresto d'emergenza	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 0
	Avvio involontario del sistema fluidi	PL b, Categoria 3
	Monitoraggio velocità asse, movimento tavola Y	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Monitoraggio del disco di taglio e limite di velocità	PL d, Categoria 3
	Monitoraggio velocità dell'asse, movimento verticale dell'asse	PL d, Categoria 3
<b>Aspirazione</b>	Capacità raccomandata	50 m3/h (1766 ft3/h) a 0 mm di livello dell'acqua
<b>Funzionalità avanzate</b>	Tavola X, automatica	Sì. Opzione
	Supporto X, manuale	Sì. Opzione
	Supporto girevole	Sì. Opzione
<b>Livello di rumorosità</b>	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 66 dB(A) (valore misurato). Incertezza K = 4 dB Misurazioni eseguite secondo le normative EN ISO 11202
<b>Livello di vibrazione</b>	Emissione vibrazioni dichiarata	N/A
<b>Dimensioni e peso</b>	Larghezza	64,6 cm (25,4")
	Profondità (con spina)	78 cm (27,6")
	Altezza (protezione chiusa)	44 cm (17,3")
	Altezza (protezione aperta)	91 cm (35,8")
	Peso	77 kg (170 lb)