

		Accutom-10
<b>Capacità</b>	Altezza x Lunghezza	50 x 130 mm. (2" x 5,1")
	Lunghezza di taglio	40 mm/195 mm (1,6"/7,7") per 25 mm di diametro
<b>Disco di taglio</b>	Diametro	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Diametro dell'albero	12,7 mm (0,5")
<b>Capacità di prelevigatura</b>	Altezza x Lunghezza	N/A
<b>Motore</b>	Velocità di rotazione	300 - 3.000 gpm, regolabile in incrementi di 50 gpm
	Velocità di avanzamento del taglio	Velocità di avanzamento: 0,005 - 3 mm/s regolabile in intervalli di 0,005 mm/s
	Velocità di posizionamento	Y= 13 mm/s
	Lunghezza di posizionamento	Direzione Y: 110 mm. (precisione 0,1 mm.)
<b>Braccio portacampione</b>	Movimento X	Sì
	Rotazione	Sì
	Oscillazione	Sì
	Rotazione automatica del portacampione (prima del taglio)	No
	Velocità di posizionamento	X = 10 mm/s
	Lunghezza di posizionamento	Direzione X: 60 mm (precisione 0,005 mm.)
<b>Software ed elettronica</b>	Comandi	Tappetino, Manopola multifunzione
	Display	LCD, Schermo TFT a colori da 5,7", 320x240 punti con retroilluminazione a LED
<b>Normative sulla sicurezza</b>		Vedere la Dichiarazione di conformità
<b>Ambiente lavorativo</b>	Temperatura ambiente	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umidità	< 85 % RH senza condensa
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio/frequenza	200-240 V (50-60 Hz)
	Ingresso alimentazione	Monofase (N+L1+PE) oppure Bifase (L1+L2+PE) L'impianto elettrico dev'essere conforme alla Categoria di installazione II.
	Alimentazione S1	1080 W
	Alimentazione S3	N/A
	Alimentazione, inattività	45 W
	Corrente, max	9,1 A
<b>Sistema di ricircolo</b>	Incorporato	4,75 l (1¼ gallone), 1,6 l/min (0,4 gallone/min)
<b>Aspirazione</b>	Capacità raccomandata	30 m³/h (1.060 ft³/h)

		Accutom-10
<b>Funzionalità avanzate</b>	Tavola X, automatico	No
	Supporto X, manuale	No
	Supporto girevole	No
<b>Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazione</b>	Sistema con interruttore di sicurezza della protezione	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Blocco di protezione	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Funzione pulsante di ritenuta (Hold-to-run)	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Arresto d'emergenza	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 0
	Avvio involontario del sistema dei fluidi	PL d, Categoria 3
	Monitoraggio della velocità - movimento console disco di taglio/mola a tazza	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0
	Monitoraggio della velocità di rotazione disco di taglio/mola a tazza.	PL d, Categoria 3
<b>Interruttore magneto-termico differenziale a corrente residua (RCCB)</b>		N/A
<b>Livello di rumorosità</b>	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 67 dB(A) (valore misurato). Incertezza K = 4 dB
<b>Livello di vibrazione</b>	Emissione vibrazioni dichiarata	N/A
<b>Dimensioni e peso</b>	Larghezza	65 cm. (25")
	Profondità, con spina	78 cm. (30,9") con spina
	Altezza, protezione chiusa	44 cm (17,3") protezione chiusa
	Altezza, protezione aperta	106 cm (42") protezione aperta
	Peso	68 kg (150 lb)