


		PSM-5 / PSM-10
Microscopio	Ingrandimento: standard	100x
	Max - PSM-5	400x
	Max - PSM-10	600x
	Oculare	WF 10x (diametro: 23,2 mm)
	Obiettivo: standard	10x
	Obiettivi - accessori	20x, 40x, 60x (solo PSM-10)
	Diametro base: PSM-5 Diametro base: PSM-10	64 mm 70 mm
Luce	Luce LED	6 V/- W
	Batteria	CR2025 3 V (2 pezzi)
Opzioni	PSM-5	Obiettivi. Oculare di misurazione. Piastra micrometrica
	PSM-10	Obiettivi. Tavolo a croce magnetico. Oculare di misurazione. Piastra micrometrica Base per treppiede. Base circolare. Fotocamera digitale.
Ambiente operativo	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Umidità	< 35-85 % UR senza condensa
Condizioni di stoccaggio e trasporto	Temperatura ambiente	0-55°C (32-131°F)
	Umidità	< 0-95 % UR senza condensa
Safety Standard (Standard di sicurezza)		N/A
PORTATA		Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.
Dimensioni e peso - Microscopio PSM-5	Larghezza	6,4 cm (2,5")
	Profondità	11,8 cm (4,6")
	Altezza con oculare	Massimo 24,8 cm (9,8")
	Peso - escluso l'obiettivo	530 g (1,17 lb)
	Peso - incl. obiettivo 10x	620 g (1,37 lb)
Dimensioni e peso - Microscopio PSM-10	Larghezza	11,5 cm (4,5")
	Profondità	7 cm (2,8")
	Altezza con oculare	Massimo 23 cm (9,1")
	Peso - escluso l'obiettivo	1180 g (2,60 lb)
	Peso - incl. obiettivo 10x	1270 g (2,80 lb)



PSM-5 / PSM-10		
Dimensioni e peso - Custodie per microscopi	Dimensioni (L/A/P) per PSM-5	29 cm/13,5 cm/20 cm(11,4"/5,3"/7,9")
	Dimensioni (L/D/P) per PSM-10	33,5 cm/20,5 cm/25 cm(13,2"/8,1"/9,8")
	Peso con PSM-5	1,92 kg (4,23 lb)
	Peso con PSM-10	3,23 kg (7,12 lb)