

		ラバミン
ソフトウェアと電子機器	キーボードパネル	ステータスLED付き
安全規格/指令/規制		「適合宣言」/取扱説明書を参照
REACH		REACHについては、お近くのStruersオフィスにお問い合わせください。
動作環境	環境温度	-
	運転中	5~40° C (41~104° F)
	輸送中	0~60°C (32~140° F) (輸送時) 90% RH 以下 (結露なきこと)
	湿度	35~85 % RH (結露なきこと)
給水 (水道水)	圧力	1.8~9.9 bar (26~143 psi)
	流量	最小6 ℓ/分 (2.3 gmp)
	給水接続口	3/4"
排水口	直径	32 mm (1.25")
	排水溝までの最長距離	600 cm
	傾斜	最小8%
圧縮空気の供給	圧力	4.5~7 bar (65~101 psi)
	流量	200 ℓ/分 (53 gpm)
	推奨品質	ISO 8573-1で規定されたクラス3
供給電源	電圧/周波数	200~240 V (50/60Hz) 100~120 V (50/60Hz)
	電源インレット	1 相 (N+L1+PE) または 2 相 (L1+L2+PE)
	電力	-
	定格負荷	140 W
	アイドル状態	2.5 W
	電流	-
	定格	0.7 A 1.2 A
	最大	1.1 A 1.5 A
	電流、最大負荷	0.55 A 1.1 A
	排気	直径
推奨容量		不要

		ラバミン
寸法と重量	幅	32 cm (12.6")
	奥行	63 cm (24.8")
	高さ	33 cm (13")
	高さ(カバー開)	50 cm (19.7")
	重量	17 kg (37.5 lbs)
	容量	1.7 L (0.45 gal)
安全回路カテゴリ/性能レベル	試料移動ホルダーの回転	PL d ストップカテゴリ 0
	フードの下方方向への移動	PL c ストップカテゴリ 0
ノイズレベル	仕事場におけるA特性音圧レベル	LpA = 57.9 dB(A) (測定値)
振動レベル	宣言された振動放射	N/A (該当なし)