

ラボフォース-Mi		
試料回転機	試料ホルダー	
	加圧力	2.5-20 N 個別試料
	回転速度	
	実行中	3 rpm
	回転方向	反時計、時計回転
	モーター	15 W
	トルク	> 49 Nm
安全規格/指令/規制	適合宣言/取扱説明書を参照してください適合宣言/取扱説明書を参照してください。	
REACH	REACHについての情報は、お客様の地域の Struers 事業所にお問い合わせください。	
動作環境	環境温度	-
	運転中	5-40 °C (41-104 °F)
	輸送中	0-60 °C (32-104 °F)
	湿度	< 85% RH (結露なきこと)
電源供給	電圧/周波数	1x24 V DC
	電源インレット	ラボポールに直接接続
	電力	
	定格負荷	15 W
	現在	
	定格	0.6 A
	最大	1.5 A
	電流、最大負荷	0.5 A
寸法と質量	幅	18.3 cm (7.2")
	奥行き	43.5 cm (17.1")
	高さ	44.8 cm (17.6") 琢磨円板から測定
	高さ (カバーが開いているとき)	
	重量	13 kg (29 lbs)
ノイズレベル	仕事場におけるA特性放射音圧レベル	ラボポールの技術データを参照