

Duramin-160		
경도 메소드	비커스	해당 없음
	Knopp	해당 없음
	브리넬	옵션
	로크웰 - 옵션	ISO 6508 ASTM E18 JIS Z 2245
압력 범위		9.8 - 2451 N (1 - 250 kgf)
측정 압력	압력 적용	완전 자동, 폐쇄 루프, 압력 피드백, 하중 적용, 체류, 하중 해제
	측정 압력 허용 오차	0.5 %
	체류 시간 설정	1~99초로 조절 가능
터렛		1
전기 관련 데이터	전원 공급 장치	100 V AC - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 단상
	전력 소비 하중	29 W
	전력 소비 유틸	23 W
	전력 소비 최대 부하	30 W
치수	너비	291 mm (11.5")
	깊이	580 mm (22.8")
	높이	855 mm (33.7")
무게	Duramin-160	146 kg (322 lbs)
	Duramin-160 Z	156 kg (344 lbs)
읽기 메소드		자동화
개요 카메라 해상도		해당 없음
개요 카메라 시야		해당 없음
측정 카메라 해상도		해당 없음
노즈피스 상의 위치		1
최대 인덴터 개수		1
최대 대물렌즈 개수		해당 없음
인덴터 기계축	지름	6.35 mm
기본 대물렌즈 포함		해당 없음
Z축		수동 (전동식 옵션)
충돌 방지 보호		아니요

Duramin-160		
XY 스테이지 / 앤빌		앤빌
스테이지 크기		Ø 80 mm(3.1인치)
스테이지 스트로크 (이동 범위)		해당 없음
자동 조명		아니요
스테이지 조명		네
레이저/LED 가이드		아니요
소프트웨어	운영 소프트웨어	Windows 10
	통합 PC	임베디드 윈도우 PC
	모니터	6.5" 세로 모드 정전식 터치 스크린
	듀얼 뷰	아니요
	프린터 연결 가능 여부	아니요
	이더넷 연결	아니요
	데이터 내보내기	UTP 네트워크, USB A 3.0, USB A 2.0, 블루투스
시스템	데이터 출력	CSV, PDF
소프트웨어 모듈		각 측정 후 실시간으로 총 측정, 최대, 최소, 평균, 범위, 표준 편차 제공
시편 높이		315 mm (12.4")
쓰로트 깊이		195 mm (7.7")
안전 표준		EU 지침에 따른 CE 라벨
REACH		REACH에 대한 정보는, 지역의 Struers사무실에 문의하십시오.
운영 환경	주변 온도	10 - 35°C (50 - 95°F)
	습도	10% - 90% RH 비응축식
안전 회로 카테고리/성능 수준	비상 정지	EN ISO 13849-1 PL c, 카테고리 1 중지 카테고리 0
소음 수준	작업 공간에서의 A-가중 소음 방출 압력 수준	< 70 dB(A)
진동 수준	작동 중	신체 상부에 대한 총 진동 노출은 2.5 m/s²를 초과하지 않습니다.