

		CitoPress -15, 30
Zespoły cylindra (opcja)	Średnica	25, 30, 40, 50 mm (1,25", 1,5")
Nacisk	Siła na tłoczysku	50-350 barów w krokach co 25 barów* (725-5076 psi w krokach co 363 psi*)
		W przypadku stosowania cylindra o średnicy 50 mm maksymalne ciśnienie jest ograniczone do 250 barów (3625 psi).
Ogrzewanie (z włączonym ciśnieniem)	Temperatura	120/150/180°C (248/302/356°F)
	Czas	Zmienny od 1 do 15 minut
(pod ciśnieniem)Chłodzenie	Czas	Zmienny od 1 do 15 minut
	Przepływ	Wysoki: Pełny przepływ (4,8 l/min) Średni: 20% pełnego przepływu (0,96 l/min) Niski: 3% pełnego przepływu (0,14 l/min)
Oprogramowanie i elektronika	Elementy sterujące	Panel dotykowy, pokrętło wielofunkcyjne
	Wyświetlacz	Ekran LCD 5,2" z podświetleniem LED
Normy bezpieczeństwa		Patrz Deklaracja zgodności
REACH		Więcej informacji na temat zasad REACH można uzyskać, kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Struers.
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5-40°C (41-104°F)
	Wilgotność	<85% wilgotności względnej bez skraplania
Zasilanie	Napięcie/częstotliwość	200-240 V / 50-60 Hz (100-120 V / 50-60 Hz)
	Zasilanie	1-fazowe (N+L1+PE) lub 2-fazowe (L1+L2+PE)
	Prąd, w stanie bezczynności	8 W.
	Natężenie prądu, maks.	CitoPress-15: 1300 W PRZY 200-240 V (1300 W PRZY 100-120 V) CitoPress-30: 2300 W PRZY 200-240 V (1300 W PRZY 100-120 V)
	Prąd	CitoPress-15: 5,6 A PRZY 200-240 V (13 A PRZY 100-120 V) CitoPress-30: 10 A PRZY 200-240 V (13 A PRZY 100-120 V)
Zasilanie wodne	Ciśnienie	1-6 barów (14,5-87 psi)
	Dopływ	3/4"
	Odpływ	10 mm (0,4")
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)		Zalecany typ A, 30 mA (lub lepszy)
Poziom hałasu	Poziom ciśnienia akustycznego z korekcją A na stanowiskach pracy	LpA = 61,5 dB(A) (wartość mierzona). Niepewność K = 4 dB Pomiary wykonane zgodnie z normą EN ISO 11202.

CitoPress -15, 30		
Poziom wibracji	Deklarowana emisja wibracji	Nie dot.
Wymiary i waga	Szerokość	CitoPress-15: 48 cm (19") CitoPress-30: 55 cm (21,5")
	Głębokość	56 cm (22")
	Wysokość (z zespołem cylindra i górnym zamknięciem)	45 cm (17,7") (bez CitoDoser)
		55 cm (21,5") (z CitoDoser)
	Waga	CitoPress-15: 34 kg (75 lb)
CitoPress-30: 48 kg (106 lb)		
CitoDoser: 3,1 kg (7 lb)		